

# Laboratuvar Test Deęişiklikleri

(10.10.2022)


	Test kodu	Test adı	İsim Deęişiklięi	Yöntem Deęişiklięi	Çalıřma/Raporlama Tarihi	Örnek ile ilgili Deęişiklikler	Referans Aralık Deęişiklikleri	Ek Bilgilerde Güncelleme	Yeni Tanımlanan Testler	Internalize Testler	Yeniden Aktiflenen Testler	Pasiflenen Testler
1	C8387302	Anti-MOG (IFA)	X									
2	C8387303	Anti-MOG (Cell Based Assay)							X			
3	C8530503	Protein S Antijen, Total			X							
4	C8530102	Antitrombin III Antijen						X				
5	C8530201	Protein C, Antijen						X				
6	C8530503	Protein S Antijen, Total						X				
7	C8210806	Aluminyum, idrar (24 saat)			X							
8	C8210805	Aluminyum/Kreatinin oranı, Spot idrar			X							
9	C8388503	Nikel/Kreatinin oranı, Spot idrar			X							
10	C8378503	Mangan, İdrar (24 Saat)			X							
11	C8378504	Mangan/Kreatinin oranı, Spot idrar			X							
12	C8210801	Aluminyum			X							
13	C8378501	Mangan			X							
14	C8388501	Nikel			X							
15	C8378913	İyot, İdrar (24 saat)			X							


16	C8378912	İyot/ Kreatinin Oranı, Spot idrar			X							
17	C8378911	İyot, Serum			X							
18	C8499908	Elastaz, Pankreatik				X						

1	Anti-MOG (IFA)			
	Test Kodu : <b>8387302</b> - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : <b>İFT</b> - Çalışma Günü : <b>Sal 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>Çar 18:00</b>			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
BOS	BOS Tüpü	1mL	2-8°C	
Serum	Jelli Tüp	0,5mL	2-8°C	

2	Anti-MOG (Cell Based Assay)			
	Test Kodu : <b>8387303</b> - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : <b>FLOW SİTOMETRİ</b> - Çalışma Günü : <b>Per 12:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>Pzt 18:00</b>			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Serum	Jelli Tüp	0,5mL	2-8°C	
BOS	BOS Tüpü	0,5mL	2-8°C	

3	<b>Protein S Antijen, Total</b> Test Kodu : <b>8530503</b> - Laboratuvar Hizmetleri							
	Yöntem : <b>ELİSA</b> - Çalışma Günü : <b>Per 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>2 hafta sonra 18:00</b>							
	<table><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Plazma (Sitrata), Dondurulmuş</td><td>Sitrata-Mavi Kapak</td><td>0,5mL</td><td>&lt;0°C</td></tr></tbody></table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Plazma (Sitrata), Dondurulmuş	Sitrata-Mavi Kapak	0,5mL
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma					
Plazma (Sitrata), Dondurulmuş	Sitrata-Mavi Kapak	0,5mL	<0°C					

4	<b>Antitrombin III Antijen</b> Test Kodu : <b>8530102</b> - Laboratuvar Hizmetleri							
	Yöntem : <b>ELİSA</b> - Çalışma Günü : <b>Çar 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>Cum 18:00</b>							
	<table><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Plazma (Sitrata), Dondurulmuş</td><td>Sitrata-Mavi Kapak</td><td>0,5mL</td><td>&lt;0°C</td></tr></tbody></table> <p><b>Ek Bilgiler</b> </p> <p>Plazma örneği en az iki ayrı tüpe bölünerek dondurulmalıdır.</p> <p><b>Plazma (Sitrata), Dondurulmuş</b> Belirgin hemolizli, lipemik, ikterik örnekler analiz için kullanılmaz.</p>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Plazma (Sitrata), Dondurulmuş	Sitrata-Mavi Kapak	0,5mL
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma					
Plazma (Sitrata), Dondurulmuş	Sitrata-Mavi Kapak	0,5mL	<0°C					

5	<b>Protein C, Antijen</b> Test Kodu : <b>8530201</b> - Laboratuvar Hizmetleri							
	Yöntem : <b>ELİSA</b> - Çalışma Günü : <b>Sal 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>2 hafta sonra 18:00</b>							
	<table><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Plazma (Sitrata), Dondurulmuş</td><td>Sitrata-Mavi Kapak</td><td>0,5mL</td><td>&lt;0°C</td></tr></tbody></table> <p><b>Ek Bilgiler</b> </p> <p>Heparin/oral antikoagülan tedavisi kesildikten 2-4 hafta sonra örnek alınmalıdır. Plazma örneği en az iki ayrı tüpe bölünerek dondurulmalıdır.</p> <p><b>Plazma (Sitrata), Dondurulmuş</b> Belirgin hemolizli, lipemik, ikterik örnekler analiz için kullanılmaz.</p>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Plazma (Sitrata), Dondurulmuş	Sitrata-Mavi Kapak	0,5mL
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma					
Plazma (Sitrata), Dondurulmuş	Sitrata-Mavi Kapak	0,5mL	<0°C					

6	<b>Protein S Antijen, Total</b> Test Kodu : <b>8530503</b> - Laboratuvar Hizmetleri								
	Yöntem : <b>ELİSA</b> - Çalışma Günü : <b>Per 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>2 hafta sonra 18:00</b>								
	<table><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Plazma (Sitrat), Dondurulmuş</td><td>Sitrat-Mavi Kapak</td><td>0,5mL</td><td>&lt;0°C</td></tr></tbody></table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Plazma (Sitrat), Dondurulmuş	Sitrat-Mavi Kapak	0,5mL	<0°C
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma					
Plazma (Sitrat), Dondurulmuş	Sitrat-Mavi Kapak	0,5mL	<0°C						
<b>Ek Bilgiler</b> Heparin/oral antikoagülan tedavisi kesildikten 2-4 hafta sonra örnek alınmalıdır. Plazma örneği en az iki ayrı tüpe bölünerek dondurulmalıdır. <b>Plazma (Sitrat), Dondurulmuş</b> Belirgin hemolizli, lipemik, ikterik örnekler analiz için kullanılmaz.									

7	<b>Aluminyum, idrar (24 saat)</b> Test Kodu : <b>8210806</b> - Laboratuvar Hizmetleri							
	Yöntem : <b>İCP-MS</b> - Çalışma Günü : <b>Pzt-Per 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>Sal-Cum 18:00</b>							
	<table><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>24 Saatlik İdrar</td><td>24 Saatlik İdrar Kabı</td><td>5mL</td><td>2-8°C</td></tr></tbody></table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	24 Saatlik İdrar	24 Saatlik İdrar Kabı	5mL
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma					
24 Saatlik İdrar	24 Saatlik İdrar Kabı	5mL	2-8°C					

8	<b>Aluminyum/Kreatinin oranı, Spot idrar</b> Test Kodu : <b>8210805</b> - Laboratuvar Hizmetleri							
	Yöntem : <b>İCP-MS</b> - Çalışma Günü : <b>Pzt 08:00 Per 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>Sal 18:00 Cum 18:00</b>							
	<table><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Spot İdrar</td><td>Plastik Kap</td><td>5mL</td><td>2-8°C</td></tr></tbody></table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Spot İdrar	Plastik Kap	5mL
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma					
Spot İdrar	Plastik Kap	5mL	2-8°C					

9	<b>Nikel/Kreatinin oranı, Spot idrar</b> Test Kodu : <b>8388503</b> - Laboratuvar Hizmetleri							
	Yöntem : <b>İCP-MS</b> - Çalışma Günü : <b>Pzt 08:00 Per 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>Sal 18:00 Cum 18:00</b>							
	<table><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Spot İdrar</td><td>Plastik Kap</td><td>5mL</td><td>2-8°C</td></tr></tbody></table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Spot İdrar	Plastik Kap	5mL
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma					
Spot İdrar	Plastik Kap	5mL	2-8°C					

10	<b>Mangan,İdrar (24 Saat)</b> Test Kodu : <b>8378503</b> - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : <b>İCP-MS</b> - Çalışma Günü : <b>Pzt 08:00 Per 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>Sal 18:00 Cum 18:00</b>			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	24 Saatlik İdrar	24 Saatlik İdrar Kabı	20mL	2-8°C

11	<b>Mangan/Kreatinin oranı, Spot idrar</b> Test Kodu : <b>8378504</b> - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : <b>İCP-MS</b> - Çalışma Günü : <b>Pzt 08:00 Per 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>Sal 18:00 Cum 18:00</b>			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Spot İdrar	Plastik Kap	5mL	2-8°C

12	<b>Aluminyum</b> Test Kodu : <b>8210801</b> - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : <b>İCP-MS</b> - Çalışma Günü : <b>Pzt 08:00 Per 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>Sal 18:00 Cum 18:00</b>			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Plazma (Heparin)	Sodyum Heparin-Lacivert Kapak	3mL	2-8°C

13	<b>Mangan</b> Test Kodu : <b>8378501</b> - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : <b>İCP-MS</b> - Çalışma Günü : <b>Pzt 08:00 Per 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>Sal 18:00 Cum 18:00</b>			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Plazma (Heparin)	Sodyum Heparin-Lacivert Kapak	2mL	2-8°C

14	<b>Nikel</b> Test Kodu : <b>8388501</b> - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : <b>İCP-MS</b> - Çalışma Günü : <b>Pzt 08:00 Per 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>Sal 18:00 Cum 18:00</b>			
	<b>Örnek Adı</b>	<b>Kap</b>	<b>Miktar</b>	<b>Taşıma</b>
	Plazma (Heparin)	Sodyum Heparin-Lacivert Kapak	3mL	2-8°C

15	<b>İyot, İdrar (24 saat)</b> Test Kodu : <b>8378913</b> - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : <b>İCP-MS</b> - Çalışma Günü : <b>Pzt 08:00 Per 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>Sal 18:00 Cum 18:00</b>			
	<b>Örnek Adı</b>	<b>Kap</b>	<b>Miktar</b>	<b>Taşıma</b>
	24 Saatlik İdrar	24 Saatlik İdrar Kabı	5mL	2-8°C

16	<b>İyot/ Kreatinin Oranı, Spot idrar</b> Test Kodu : <b>8378912</b> - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : <b>İCP-MS</b> - Çalışma Günü : <b>Pzt 08:00 Per 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>Sal 18:00 Cum 18:00</b>			
	<b>Örnek Adı</b>	<b>Kap</b>	<b>Miktar</b>	<b>Taşıma</b>
	Spot İdrar	Plastik Kap	5mL	2-8°C

17	<b>İyot, Serum</b> Test Kodu : <b>8378911</b> - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : <b>İCP-MS</b> - Çalışma Günü : <b>Pzt 08:00 Per 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>Sal 18:00 Cum 18:00</b>			
	<b>Örnek Adı</b>	<b>Kap</b>	<b>Miktar</b>	<b>Taşıma</b>
	Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C

## Elastaz, Pankreatik

Test Kodu : **8499908** - Laboratuvar Hizmetleri

18

Yöntem : **EIA** - Çalışma Günü : **Çar 08:00** - Raporlama Tarihi : **Per 18:00**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Gaita, Dondurulmuş	Plastik Kap	1gr	<0°C