

# Laboratuvar Test Deęişiklikleri

(11.12.2023)

	Test kodu	Test adı	İsim Deęişiklięi	Yöntem Deęişiklięi	Çalıřma/Raporlama Tarihi	Örnek ile ilgili Deęişiklikler	Referans Aralık Deęişiklikleri	Ek Bilgilerde Güncelleme	Yeni Tanımlanan Testler	Internalize Testler	Yeniden Aktiflenen Testler	Pasiflenen Testler
1	C8615702	Soęuk Aglutininler (Titre)						X				
2	C8615701	Soęuk Aglutininler						X				
3	C8662205	Brucella Antikoru, IgG			X							
4	C8662204	Brucella Antikoru, IgM			X							
5	C8524002	ADAM TS 13 (von Willebrand Factor Splitting Protease)										X
6	C8661103	ADAMTS 13 Antijen							X			
7	C8661104	ADAMTS 13 Aktivite							X			
8	C8661105	ADAMTS 13 İnhibitör							X			
9	C8500201	İn Vitro Kanama Zamanı	X									
10	C8500202	Trombosit Fonksiyon Testleri, PFA	X									
11	C8557602	Trombosit Fonksiyon Testleri, LTA	X									
12	C8215004	Amilaz, Pankreatik			X							

	<b>Soğuk Aglütininer (Titre)</b>								
<b>1</b>	Test Kodu : <b>8615702</b> - Laboratuvar Hizmetleri								
	Yöntem : <b>JEL SANTRİFÜGASYON</b> - Çalışma Günü : <b>Pzt-Cum 12:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>Pzt-Cum 18:00</b>								
	<table border="1"><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Serum ve EDTA Tam Kan</td><td>Jelli Tüp + EDTA</td><td>4mL</td><td>2-8°C</td></tr></tbody></table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Serum ve EDTA Tam Kan	Jelli Tüp + EDTA	4mL	2-8°C
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma					
Serum ve EDTA Tam Kan	Jelli Tüp + EDTA	4mL	2-8°C						
	<b>Ek Bilgiler</b>								
	<b>Serum ve EDTA Tam Kan</b> Hasta örneği santrifüj işleminden önce 15 dakika 37°C' de bekletilerek pıhtılaşması sağlanır ve sonra santrifüj edilerek serum/plazma örneği ayrılır. Anlaşmalı kurumlardan gelen örnekler için İmmünohematoloji Testleri Bilgi Formu eksiksiz doldurulmalı ve hekim tarafından kaşeli/imzalı olarak örnek ile beraber gönderilmelidir.								
	<b>Klinik Bilgileri</b>								
	Antikorların eritrositlerle aglütinasyonuna neden olabildiği dilüsyon sayısını ifade eder. Eritrosit bağlanma gücünün bir ölçüsüdür. Soğuk oto-antikorlar çok yüksek titrede pozitif ise soğuk aglütinin hastalığı düşünülebilir. Test klinik önemi doğrudan ölçen bir ölçüm değildir ve hastanın klinik durumuyla beraber diğer laboratuvar bulgularıyla değerlendirilmelidir. Sağlıklı bireylerde soğuk aglütinin düşük titrede olabilir. 1/64 titre üzeri yüksek kabul edilir. 1/1000 titre üzeri soğuk oto-aglütininerden kaynaklı hemolitik anemi düşünülebilir.								

## Test Listesi

2

### Soğuk Aglütininer

Test Kodu : **8615701** - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : **JEL SANTRİFÜGASYON** - Çalışma Günü : **Pzt-Cum 12:00** - Raporlama Tarihi : **Pzt-Cum 18:00**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Serum ve EDTA Tam Kan	Jelli Tüp + EDTA	4mL	2-8°C
Tam Kan	EDTA-Mor Kapak		

### Ek Bilgiler

#### Serum ve EDTA Tam Kan

Hasta örneği santrifüj işleminden önce 15 dakika 37°C' de bekletilerek pıhtılaşması sağlanır ve sonra santrifüj edilerek serum/plazma örneği ayrılır. Anlaşmalı kurumlardan gelen örnekler için İmmünohematoloji Testleri Bilgi Formu eksiksiz doldurulmalı ve hekim tarafından kaşeli/imzalı olarak örnek ile beraber gönderilmelidir.

3

### Brucella Antikoru, IgG

Test Kodu : **8662205** - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : **CLIA** - Çalışma Günü : **Sal 08:00 Cum 08:00** - Raporlama Tarihi : **Çar 18:00 Pzt 18:00**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C

4

### Brucella Antikoru, IgM

Test Kodu : **8662204** - Laboratuvar Hizmetleri


Yöntem : **CLIA** - Çalışma Günü : **Sal 08:00 Cum 08:00** - Raporlama Tarihi : **Çar 18:00 Pzt 18:00**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C

6	<b>ADAMTS13 Antijen</b> Test Kodu : <b>8661103</b> - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : <b>ELİSA</b> - Çalışma Günü : <b>Sal 12:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>Per 18:00</b>			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Plazma (Sitrat), Dondurulmuş	Sitrat-Mavi Kapak	1mL	<0°C

7	<b>ADAMTS13 Aktivite</b> Test Kodu : <b>8661104</b> - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : <b>ELİSA</b> - Çalışma Günü : <b>Pzt-Çar-Cum 12:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>3 gün sonra</b>			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Plazma (Sitrat), Dondurulmuş	Sitrat-Mavi Kapak	1mL	<0°C

8	<b>ADAMTS13 İnhibitör</b> Test Kodu : <b>8661105</b> - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : <b>ELİSA</b> - Çalışma Günü : <b>Sal 12:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>Per 18:00</b>			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Plazma (Sitrat), Dondurulmuş	Sitrat-Mavi Kapak	1mL	<0°C

9	<b>İn vitro Kanama Zamanı</b> Test Kodu : <b>8500201</b> - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : <b>MANUEL</b> - Çalışma Günü : <b>Pzt-Cmt 12:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>Pzt-Cmt 18:00</b>			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Laboratuvara Danışınız	.		2-8°C
Klinik Bilgileri 				

10	<b>Trombosit Fonksiyon Testleri, PFA</b> Test Kodu : <b>8500202</b> - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : <b>AGREGOMETRİ</b> - Çalışma Günü : <b>Pzt-Cmt 12:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>Pzt-Cmt 18:00</b>			
	<b>Örnek Adı</b>	<b>Kap</b>	<b>Miktar</b>	<b>Taşıma</b>
	Tam Kan (Sitrat)	Sitrat-Mavi Kapak	2mL	18-24°C
Klinik Bilgileri 				

11	<b>Trombosit Fonksiyon Testleri, LTA</b> Test Kodu : <b>8557602</b> - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : <b>LTA</b> - Çalışma Günü : <b>Pzt-Cum 16:00 Cmt 12:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>Sal-Cmt 18:00 Pzt 18:00</b>			
	<b>Örnek Adı</b>	<b>Kap</b>	<b>Miktar</b>	<b>Taşıma</b>
	Tam Kan (Sitrat)	Sitrat-Mavi Kapak	6mL	18-24°C

12	<b>Amilaz, Pankreatik</b> Test Kodu : <b>8215004</b> - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : <b>ENZİMATİK</b> - Çalışma Günü : <b>Pzt-Cum 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>Pzt-Cum 18:00</b>			
	<b>Örnek Adı</b>	<b>Kap</b>	<b>Miktar</b>	<b>Taşıma</b>
	Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C