

1	Adrenal Stres Test Test Kodu : 8460005 - Laboratuvar Hizmetleri							
	Yöntem : ECLIA, LC-MS/MS - Çalışma Günü : Çar 08:00 - Raporlama Tarihi : Per 18:00							
	<table><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Laboratuvara Danışınız</td><td>Laboratuvara danışınız</td><td></td><td><0°C</td></tr></tbody></table> <p>Ek Bilgiler ▼</p> <p>Laboratuvara Danışınız Hastadan 4 adet tükürük örneği alınmalıdır ve saatleri şu şekildedir : Tükürük sabah (07:00-09:00), Tükürük öğlen (11:00-13:00), Tükürük öğleden sonra (16:00-18:00) ve Tükürük gece (22:00-00:00). Örnek alınmadan önce dikkat edilecek hususlar : Numune alınmadan önce dişler fırçalanmamalı, 15 dakika öncesinde yeme, içme bırakılmalıdır. Numune, Salivette (tükürük kortizol tüpüne) alınmalıdır. Tüp kapağı açılarak içindeki rulo pamuk alınır ve ağız içerisine yerleştirilir. Rulo pamuk yaklaşık 2 dakika ağızda tutulur ve yavaşça çiğnenir. Rulo pamuk, tüp içine yavaşça geri yerleştirilir ve kapağı sıkıca kapatılır. Bu aşamalarda rulo pamuğa dokunmamaya özen gösterilmelidir. Tüpün üzerine toplanma tarihi ve saati mutlaka kaydedilir. Örnekler ile birlikte Adrenal Stres Testi Örnek Alım Formu da doldurularak gönderilmelidir.</p>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Laboratuvara Danışınız	Laboratuvara danışınız	
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma					
Laboratuvara Danışınız	Laboratuvara danışınız		<0°C					

3	Nöron Spesifik Enolaz (NSE) Test Kodu : 8631605 - Laboratuvar Hizmetleri							
	Yöntem : ECLIA - Çalışma Günü : Pzt 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Pzt 18:00 Pzt 08:00							
	<table><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Serum</td><td>Jelli Tüp</td><td>2mL</td><td>2-8°C</td></tr></tbody></table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Serum	Jelli Tüp	2mL
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma					
Serum	Jelli Tüp	2mL	2-8°C					

4	Nöron Spesifik Enolaz (NSE), BOS Test Kodu : 8631610 - Laboratuvar Hizmetleri							
	Yöntem : ECLIA - Çalışma Günü : Pzt 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Pzt 18:00 Pzt 18:00							
	<table><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>BOS</td><td>BOS Tüpü</td><td>1mL</td><td>2-8°C</td></tr></tbody></table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	BOS	BOS Tüpü	1mL
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma					
BOS	BOS Tüpü	1mL	2-8°C					

5	CA 72-4			
	Test Kodu : 8631604 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : ECLIA - Çalışma Günü : Pzt 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Pzt 18:00 Pzt 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C

6	Kompleman C1q			
	Test Kodu : 8616011 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : EIA - Çalışma Günü : Pzt-Per 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C