

Laboratuvar Test Deęişiklikleri

(13.11.2024)

	Test kodu	Test adı	İsim Deęişiklięi	Yöntem Deęişiklięi	Çalışma/Raporlama Tarihi	Örnek ile ilgili Deęişiklikler	Referans Aralık Deęişiklikleri	Ek Bilgilerde Güncelleme	Yeni Tanımlanan Testler	İnternalize Testler	Yeniden Aktiflenen Testler	Pasiflenen Testler
1	C8252301	Deoksipiridinolin				X						
2	C8925623	Genital Dar Panel, Erkek				X						
3	C8925621	Genital Dar Panel, Kadın				X						
4	C8276002	Galaktoz, İdrar (24 saat)				X						
5	C8720701	Plasmodium Aranması (Kalın damla/ince yayma)				X						
6	C8818201	DNA Ploidi İndeks				X						

Deoksipiridinolin

Test Kodu : **8252301** - Laboratuvar Hizmetleri

1

Yöntem : **CLIA** - Çalışma Günü : **Çar 08:00** - Raporlama Tarihi : **Per 18:00**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Sabah 1. İdrar	Plastik Kap	5mL	<0°C

Ek Bilgiler

Sabah saat 10:00 dan önce birinci sabah idrarı verilmesi önerilir. Örnek ışıktan korunmalıdır.

Genital Dar Panel, Erkek

Test Kodu : **8925623** - Laboratuvar Hizmetleri

2

Yöntem : - Çalışma Günü : **Pzt-Cum 12:00** - Raporlama Tarihi : **4 gün sonra 17:00**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Steril İdrar	Plastik Kap	10mL	2-8°C
Üretral Akıntı	Jelli Swap		18-24°C

Ek Bilgiler

Panel içeriğinde; Chlamydia trachomatis DNA (PCR), Ureaplasma/Mycoplasma Kültürü, Üretral Akıntı Kültürü, Gonokok Kültürü yer almaktadır. Test panelinde tanımlı tüm örnek türleri gereklidir.

3

Genital Dar Panel, Kadın
Test Kodu : **8925621** - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : - Çalışma Günü : **Pzt-Cum 12:00** - Raporlama Tarihi : **4 gün sonra 17:00**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Steril İdrar	Plastik Kap	10ml	2-8°C
Vajinal Akıntı	Jelli Swap		18-24°C

Ek Bilgiler

Panel içeriğinde: Chlamydia trachomatis DNA (PCR), Gonokok Kültürü, Ureaplasma/Mycoplasma Kültürü, Vajinal Kültür yer almaktadır. Test panelinde tanımlı tüm örnek türleri gereklidir.

4

Galaktoz, İdrar (24 saat)
Test Kodu : **8276002** - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : **FOTOMETRİ** - Çalışma Günü : **Sal 08:00** - Raporlama Tarihi : **2 hafta sonra**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
24 Saatlik İdrar, Dondurulmuş	24 Saatlik İdrar Kabı	5mL	<0°C

Ek Bilgiler

İdrar koruyucusu olarak Borik Asit kullanılmalıdır.

5

Plasmodium Aranması (Kalın damla/ince yayma)
Test Kodu : **8720701** - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : **MİKROSKOPİ** - Çalışma Günü : **Pzt-Cmt 10:00** - Raporlama Tarihi : **Pzt-Cmt 18:00**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Yayma ve EDTA'lı Tam Kan	Laboratuvara danışınız	5mL	2-8°C

Ek Bilgiler

Yayma ve EDTA'lı Tam Kan
Mümkün olan durumlarda, hastanın parmak ucundan alınacak kan ile hazırlanan kalın damla/ince yayma preparatı da laboratuvara gönderilmelidir.

DNA Ploidi İndeks

Test Kodu : **8818201** - Laboratuvar Hizmetleri

6

Yöntem : **AKİM SİTOMETRİ** - Çalışma Günü : **Pzt-Cum 08:00** - Raporlama Tarihi : **3 gün sonra**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	5mL	18-24°C
Kemik İliği	EDTA-Mor Kapak	2mL	18-24°C