

| 1 | Etilen Glikol, plazma | | | |
|------------------|--|-----|--------|--------|
| | Test Kodu : 8665820 - Laboratuvar Hizmetleri | | | |
| | Yöntem : GC-MS - Çalışma Günü : Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : 10 gün sonra | | | |
| | Örnek Adı | Kap | Miktar | Taşıma |
| Plazma (NaF) | Florür-Gri Kapak | 1mL | 2-8°C | |
| Plazma (Heparin) | Heparin-Yeşil Kapak | 1mL | 2-8°C | |

| 3 | Ureaplasma Kültürü | | | |
|------------------|---|--------------------|--------|--------|
| | Test Kodu : 8708118 - Laboratuvar Hizmetleri | | | |
| | Yöntem : K/T/D - Çalışma Günü : Pzt-Cum 12:00 - Raporlama Tarihi : 4 gün sonra 17:00 | | | |
| | Örnek Adı | Kap | Miktar | Taşıma |
| | Prostat sıvısı | Dacron/ Rayon Swab | | 2-8°C |
| | Steril İdrar | Plastik Kap | 10mL | 2-8°C |
| | Üretral Akıntı | Dacron/ Rayon Swab | | 2-8°C |
| Semen | Plastik Kap | | 2-8°C | |
| Servikal Sürüntü | Dacron/ Rayon Swab | | 2-8°C | |

| 4 | Mycoplasma Kültürü | | | |
|------------------|---|--------------------|--------|--------|
| | Test Kodu : 8708115 - Laboratuvar Hizmetleri | | | |
| | Yöntem : K/T/D - Çalışma Günü : Pzt-Cum 12:00 - Raporlama Tarihi : 4 gün sonra 17:00 | | | |
| | Örnek Adı | Kap | Miktar | Taşıma |
| | Prostat sıvısı | Dacron/ Rayon Swab | | 2-8°C |
| | Steril İdrar | Plastik Kap | 10mL | 2-8°C |
| | Üretral Akıntı | Dacron/ Rayon Swab | | 2-8°C |
| Semen | Plastik Kap | | 2-8°C | |
| Servikal Sürüntü | Dacron/ Rayon Swab | | 2-8°C | |