

# Laboratuvar Test Deęişiklikleri

(18.12.2023)

Test kodu	Test adı	İsim Deęişiklięi	Yöntem Deęişiklięi	Çalıřma/Raporlama Tarihi	Örnek ile ilgili Deęişiklikler	Referans Aralık Deęişiklikleri	Ek Bilgilerde Güncelleme	Yeni Tanımlanan Testler	İnternalize Testler	Yeniden Aktiflenen Testler	Pasiflenen Testler
1	C8390024	Lenfosit Cross-Match (Flow Cytometry)		X							
2	C8390044	Lenfosit Cross-Match (CDC)		X							
3	C8390026	HLA Donör Spesifik Antikor		X							
4	C8390014	PRA (Panel Reaktif Antikor) Tarama		X							
5	C8390017	PRA (Panel Reaktif Antikor) Tanımlama		X							
6	C8390018	Panel Reaktif Antikor (PRA)Class I antijene Spesifik		X							
7	C8390019	Panel Reaktif Antikor (PRA) Class II Antijene Spesifik		X							
8	C8696181	Single Antijen Class I		X							
9	C8696180	Single Antijen Class II		X							
10	C8616108	C3d-Baęlanma testi-Class I		X							
11	C8616109	C3d-Baęlanma testi-Class II		X							
12	C8504404	İmmatür Granülosit (IG)									X
13	C8696183	SBT, Yüksek Çözünürlükte, 4 Basamaklı, 5 Lokus Donör Taraması (HLA A,B,C, DR, DQ)		X							
14	C8389606	SBT, Yüksek Çözünürlükte, 4 Basamaklı, 6 Lokus Donör Taraması (HLA A,B,C,DR, DQ, DP)		X							

15	C8460007	SBT,Yüksek Çözünürlükte,4 Basamaklı HLA-A Lokus Donör Taraması											X
16	C8460008	SBT,Yüksek Çözünürlükte,4 Basamaklı HLA-B Lokus Donör Taraması											X
17	C8460009	SBT,Yüksek Çözünürlükte,4 Basamaklı HLA-C Lokus Donör Taraması											X
18	C8460010	SBT,Yüksek Çözünürlükte,4 Basamaklı HLA-DQ Lokus Donör Taraması											X
19	C8460011	SBT,Yüksek Çözünürlükte,4 Basamaklı HLA-DR Lokus Donör Taraması											X

1	<b>Lenfosit Cross-Match (Flow Cytometry)</b>			
	Test Kodu : <b>8390024</b> - HLA Doku Tetkikleri			
	Yöntem : <b>FLOW SİTOMETRİ</b> - Çalışma Günü : <b>Pzt 08:00 Cts 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>Pzt 18:00 Cts 14:00</b>			
	<b>Örnek Adı</b>	<b>Kap</b>	<b>Miktar</b>	<b>Taşıma</b>
Serum (Alıcıdan), Tam Kan (Vericiden)	Jelli Tüp (Alıcıdan), ACD Tüp (Vericiden)	8mL	2-8°C	

2	<b>Lenfosit Cross-match (CDC)</b>			
	Test Kodu : <b>8390044</b> - HLA Doku Tetkikleri			
	Yöntem : <b>CDC</b> - Çalışma Günü : <b>Pzt 08:00 Cts 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>Pzt 18:00 Cts 14:00</b>			
	<b>Örnek Adı</b>	<b>Kap</b>	<b>Miktar</b>	<b>Taşıma</b>
Serum (Alıcıdan) ,Tam Kan (Vericiden ve Alıcıdan)	Jelli Tüp (Alıcıdan), ACD Tüp (Vericiden)	8mL	2-8°C	

3

## HLA Donör Spesifik Antikor

Test Kodu : **8390026** - HLA Doku TetkikleriYöntem : **LUMİNEX ASSAY** - Çalışma Günü : **Çar 08:00 Cum 08:00** - Raporlama Tarihi : **3 gün sonra**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Serum (Alıcıdan), Tam Kan (Vericiden)	Jelli Tüp (Alıcıdan), ACD Tüp (Vericiden)	8mL	2-8°C

4

## PRA ( PANEL REAKTİF ANTİKOR ) tarama

Test Kodu : **8390014** - HLA Doku TetkikleriYöntem : **LUMİNEX ASSAY** - Çalışma Günü : **Çar 08:00 Cum 08:00** - Raporlama Tarihi : **3 gün sonra**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Serum	Jelli Tüp	8mL	2-8°C

5

## PRA ( PANEL REAKTİF ANTİKOR ) tanımlama

Test Kodu : **8390017** - HLA Doku TetkikleriYöntem : **LUMİNEX ASSAY** - Çalışma Günü : **Çar 08:00 Cum 08:00** - Raporlama Tarihi : **3 gün sonra**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Serum	Jelli Tüp	8mL	2-8°C

6

## Panel reaktif antikor (PRA) class I antijene spesifik

Test Kodu : **8390018** - HLA Doku TetkikleriYöntem : **LUMİNEX ASSAY** - Çalışma Günü : **Çar 08:00 Cum 08:00** - Raporlama Tarihi : **3 gün sonra**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Serum	Jelli Tüp	8mL	2-8°C

7

## Panel reaktif antikor (PRA) class II antijene spesifik

Test Kodu : **8390019** - HLA Doku TetkikleriYöntem : **LUMİNEX ASSAY** - Çalışma Günü : **Çar 08:00 Cum 08:00** - Raporlama Tarihi : **3 gün sonra**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Serum	Jelli Tüp	8mL	2-8°C

8

## Single Antigen Class I

Test Kodu : **8696181** - HLA Doku TetkikleriYöntem : **LUMİNEX ASSAY** - Çalışma Günü : **Çar 08:00 Cum 08:00** - Raporlama Tarihi : **3 gün sonra**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Serum	Jelli Tüp	8mL	2-8°C

9

## Single Antigen Class II

Test Kodu : **8696180** - HLA Doku TetkikleriYöntem : **LUMİNEX ASSAY** - Çalışma Günü : **Çar 08:00 Cum 08:00** - Raporlama Tarihi : **3 gün sonra**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Serum	Jelli Tüp	8mL	2-8°C

10

## C3d-Bağlanma Testi- Class I

Test Kodu : **8616108** - HLA Doku TetkikleriYöntem : **LUMİNEX ASSAY** - Çalışma Günü : **Çar 08:00 Cum 08:00** - Raporlama Tarihi : **3 gün sonra**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Serum	Jelli Tüp	8mL	<0°C

11

## C3d-Bağlanma Testi- Class II

Test Kodu : **8616109** - HLA Doku TetkikleriYöntem : **LUMİNEX ASSAY** - Çalışma Günü : **Çar 08:00 Cum 08:00** - Raporlama Tarihi : **3 gün sonra**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Serum	Jelli Tüp	8mL	<0°C

13

SBT, Yüksek Çözünürlükte, 4 Basamaklı, 5 Lokus Donör Taraması (HLA A,B,C, DR, DQ)

Test Kodu : **8696183** - HLA Doku TetkikleriYöntem : **SBT** - Çalışma Günü : **Pzt-Cum 16:00** - Raporlama Tarihi : **14 gün sonra**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	2mL	2-8

14

SBT, Yüksek Çözünürlükte, 4 Basamaklı, 6 Lokus Donör Taraması (HLA A,B,C,DR, DQ, DP)

Test Kodu : **8389606** - HLA Doku TetkikleriYöntem : **SBT** - Çalışma Günü : **Pzt-Cum 16:00** - Raporlama Tarihi : **14 gün sonra**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Bukkal Mukoza	Nucliswab		2-8°C
Tam Kan	EDTA-Mor Kapak	4,5mL	2-8°C