



Test kodu	Test adı	İsim Değişikliği	Yöntem Değişikliği	Çalışma/Raporlama Tarihi	Örnek ile ilgili Değişiklikler	Referans Aralık Değişiklikleri	Ek Bilgilerde Güncelleme	Yeni Tanımlanan Testler	İnternalize Testler	Yeniden Aktiflenen Testler	Pasiflenen Testler
12	C8392386	Anne Kanından Non-invaziv Prenatal Risk Taraması (GeneSafe, De Novo ve Kalıtsal)									X
13	C8392388	Anne Kanından Non-invaziv Prenatal Risk Taraması (GeneSafe, Kalıtsal)									X
14	C8392023	Non-invaziv Prenatal Tarama Testi (NIPT), Anne kanından Trizomi 13-18-21 Taraması (NINALIA)									X
15	C8392657	Non-invaziv Prenatal Tarama Testi (NIPT, Ninalia Genomwide) Tüm kromozomlar									X
16	C8392656	Non-invaziv Prenatal Tarama Testi (NIPT, Prena 21)									X
17	C8392156	Non-invaziv RH Heterozigotluk Testi									X
18	C8666402	Epstein-Barr virus Antikoru, (EBV)-EBNA IgG		X							

1	CA 50 Test Kodu : 8631601 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : RiA - Çalışma Günü : Sal 08:00 - Raporlama Tarihi : 2 hafta sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Serum	Jelli Tüp	0,3mL	2-8°C
	Referans Aralıkları			
	Normal Değerler			
	Alt Değer			Birim
<23.9			U/mL	

2	VGCC (Voltage Gated Calcium Channel) Antikoru Test Kodu : <b>8351905</b> - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : <b>RIA</b> - Çalışma Günü : <b>Sal 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>2 hafta sonra</b>			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Serum	Jelli Tüp	2mL	2-8°C
	Referans Aralıkları			
Normal Değerler				
Alt Değer		Birim		
<30		pmol/L		

3	8-Hidroksi-2-deoksiguanozin/Kreatinin Oranı, İdrar Test Kodu : <b>8217507</b> - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : <b>LC-MS/MS</b> - Çalışma Günü : <b>Cum 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>Pzt 18:00</b>			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Spot İdrar	Plastik Kap	2mL	<0°C
	Klinik Bilgileri			
<p>DNA hasarında 8-hidroksideoksiguanozin (8-OHdG) en sık tespit edilen ve incelenen DNA oksidatif hasar markeridir. DNA onarımı üzerine 8-OHdG idrarla atılır. Çok sayıda yapılan çalışmalar, idrar 8-OHdG'nin sadece hücrel oksidatif stresin bir biyobelirteci olmadığını, aynı zamanda kanser, ateroskleroz ve diyabet için bir risk faktörü olabileceğini göstermiştir. Aynı zamanda 8-OHdG, yaşla birlikte hem mitokondriyal DNA'da hem de nükleer DNA'da artar.</p>				

4	Bartonella quintana Antikoru, IgG Test Kodu : <b>8661102</b> - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : <b>WESTERN BLOT</b> - Çalışma Günü : <b>Per 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>2 hafta sonra</b>			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C

5

**Angiotensin Converting Enzyme (ACE), Serum**Test Kodu : **8216403** - Laboratuvar HizmetleriYöntem : **KOLORİMETRİK** - Çalışma Günü : **Pzt-Cum 08:00** - Raporlama Tarihi : **Pzt-Cum 18:00**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C

## Ek Bilgiler

**Serum**

ACE inhibitörü içeren antihipertansif ilaçlar (kaptopril, kapril, lopril gibi) zorunlu durumlar dışında kullanılmamalıdır.  
Hemolizli örnek kabul edilmez.

18

**Epstein-Barr virus Antikoru, (EBV)-EBNA IgG**Test Kodu : **8666402** - Laboratuvar HizmetleriYöntem : **CMiA** - Çalışma Günü : **Pzt-Per 08:00 Cum 08:00** - Raporlama Tarihi : **Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C