

# Laboratuvar Test Deęişiklikleri

(01.09.2022)

	Test kodu	Test adı	İsim Deęişiklięi	Yöntem Deęişiklięi	Çalıřma/Raporlama Tarihi	Örnek ile ilgili Deęişiklikler	Referans Aralık Deęişiklikleri	Ek Bilgilerde Güncelleme	Yeni Tanımlanan Testler	internalize Testler	Yeniden Aktiflenen Testler	Pasiflenen Testler
1	C8616101	C1 Esteraz İnhibitör, Antigen					x					
2	C8666502	Epstein-Barr virus Antikoru, (EBV)-VCA IgG		x								
3	C8267901	Estron (E1)		x			x			x		
4	C8625619	Tiroid Stimulan İmmunglobulin (TSİ)		x								
5	C8223201	Beta-2-Mikroglobulin, Serum			x							
6	C8223203	Beta-2-Mikroglobulin, idrar (spot)			x							
7	C8223204	Beta-2-Mikroglobulin, idrar (24 saat)			x							

1	<b>C1 Esteraz İnhibitör, Antigen</b> Test Kodu : <b>8616101</b> - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : <b>TÜRBİDİMETRİ</b> - Çalışma Günü : <b>Per 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>Sal 18:00</b>			
	<b>Örnek Adı</b>	<b>Kap</b>	<b>Miktar</b>	<b>Taşıma</b>
	Serum	Jelli Tüp	2mL	2-8°C
	Referans Aralıkları 			
<b>Normal Değerler</b>				
<b>Alt Değer</b>	<b>Üst Değer</b>	<b>Birim</b>		
21	38	mg/dL		

2	<b>Epstein-Barr virus Antikoru, (EBV)-VCA IgG</b> Test Kodu : <b>8666502</b> - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : <b>CMİA</b> - Çalışma Günü : <b>Pzt-Per 08:00 Cum 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00</b>			
	<b>Örnek Adı</b>	<b>Kap</b>	<b>Miktar</b>	<b>Taşıma</b>
Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C	

3	<b>Estron (E1)</b> Test Kodu : <b>8267901</b> - Laboratuvar Hizmetleri				
	Yöntem : <b>ELISA</b> - Çalışma Günü : <b>Sal 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>17 gün sonra</b>				
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	
	Serum	Jelli Tüp	0,3mL	2-8°C	
	Referans Aralıkları				
	Normal Değerler				
	Cinsiyet	Yaş Aralığı	Alt Değer	Üst Değer	Birim
	E	13-100 YIL	0	174	pg/mL
	Özel Değerler				
	Cinsiyet	Açıklama	Yaş Aralığı	Alt Değer	Üst Değer
K	Foliküler Faz	12-100 YIL	18.9	176.1	pg/mL
K	Luteal Faz	12-100 YIL	37.1	199.8	pg/mL
K	Postmenopoz	12-100 YIL	0	125.1	pg/mL

4	<b>Tiroid Stimulan İmmünglobulin (TSİ)</b> Test Kodu : <b>8625619</b> - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : <b>CLiA</b> - Çalışma Günü : <b>Pzt-Per 08:00 Cum 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00</b>			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Serum	Jelli Tüp	0,5mL	2-8°C

5	<b>Beta-2-mikroglobulin, Serum</b> Test Kodu : <b>8223201</b> - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : <b>NEFELOMETRİ</b> - Çalışma Günü : <b>Cum 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>Pzt 18:00</b>			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Serum	Jelli Tüp	0,5mL	2-8°C	

6	<b>Beta-2-Mikroglobulin, idrar (spot)</b>			
	Test Kodu : <b>8223203</b> - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : <b>NEFELOMETRİ</b> - Çalışma Günü : <b>Cum 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>Pzt 18:00</b>			
	<b>Örnek Adı</b>	<b>Kap</b>	<b>Miktar</b>	<b>Taşıma</b>
	Spot İdrar	Plastik Kap	5mL	2-8°C

7	<b>Beta-2-Mikroglobulin, idrar (24 saat)</b>			
	Test Kodu : <b>8223204</b> - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : <b>NEFELOMETRİ</b> - Çalışma Günü : <b>Cum 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>Pzt 18:00</b>			
	<b>Örnek Adı</b>	<b>Kap</b>	<b>Miktar</b>	<b>Taşıma</b>
	24 Saatlik İdrar	24 Saatlik İdrar Kabı	10mL	2-8°C