

Anti-Büllöz Pemfigoid BP180 Antikoru

Test Kodu : **8352040** - Laboratuvar Hizmetleri

1

Yöntem : **EiA** - Çalışma Günü : **Cum 08:00** - Raporlama Tarihi : **Pzt 18:00**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Serum	Jelli Tüp	2mL	2-8°C

Referans Aralıkları

Normal Değerler		
Alt Değer	Birim	
	İndeks	
Özel Değerler		
Açıklama	Alt Değer	Üst Değer
NEGATİF	<1	
POZİTİF		=>1

Anti-Büllöz Pemfigoid BP230 Antikoru

Test Kodu : **8352041** - Laboratuvar Hizmetleri

2

Yöntem : **EiA** - Çalışma Günü : **Cum 08:00** - Raporlama Tarihi : **Pzt 18:00**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Serum	Jelli Tüp	2mL	2-8°C

Referans Aralıkları

Normal Değerler		
Alt Değer	Birim	
	İndeks	
Özel Değerler		
Açıklama	Alt Değer	Üst Değer
NEGATİF	<1	
POZİTİF		=>1

3

Alfa-1-antitripsin, Gaita

Test Kodu : **8210302** - Laboratuvar HizmetleriYöntem : **EIA** - Çalışma Günü : **Pzt-Per 08:00 Cum 08:00** - Raporlama Tarihi : **Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Gaita	Plastik Kap	1gr	2-8°C

Referans Aralıkları

Normal Değerler


Alt Değer	Birim
<400	ug/g



4

Spesifik IgE- Yeşil Zeytin (Green Olive) (f223)

Test Kodu : **8601398** - Laboratuvar HizmetleriYöntem : **CLIA** - Çalışma Günü : **Pzt-Per 08:00 Cum 08:00** - Raporlama Tarihi : **Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Serum	Jelli Tüp	0,5mL	2-8°C

5	Neopterin Test Kodu : 8249107 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : HPLC - Çalışma Günü : Sal 08:00 - Raporlama Tarihi : 1 hafta sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Serum	Jelli Tüp	1mL	<0°C
	Ek Bilgiler 			
Örnek ışıktan korunmalıdır.				

6	Folik Asit, Eritrosit Test Kodu : 8274602 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : ECLIA - Çalışma Günü : Sal 08:00 - Raporlama Tarihi : 1 hafta sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	3mL	2-8°C
	Ek Bilgiler 			
Referans Aralıkları 				
Normal Değerler				
Yaş Aralığı	Alt Değer	Üst Değer	Birim	
0-100 YIL	280	791	ng/mL	

7	Zonulin, Gaita Test Kodu : 8600455 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : EIA - Çalışma Günü : Per 08:00 - Raporlama Tarihi : Pzt 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Gaita, Dondurulmuş	Plastik Kap	1gr	<0°C
	Referans Aralıkları 			
Normal Değerler				
Alt Değer	Birim			
<108	ng/mL			

8

Zonulin, Serum

Test Kodu : 8600454 - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : EIA - Çalışma Günü : Per 08:00 - Raporlama Tarihi : Pzt 18:00

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Serum, Dondurulmuş	Jelli Tüp	1mL	<0°C
Ek Bilgiler			
Referans Aralıkları			
Normal Değerler			
Alt Değer		Birim	
<48		ng/mL	

9

Diamin Oksidaz

Test Kodu : 8459702 - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : EIA - Çalışma Günü : Per 08:00 - Raporlama Tarihi : Pzt 18:00

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Serum, Dondurulmuş	Jelli Tüp	1mL	<0°C
Ek Bilgiler			
Referans Aralıkları			
Özel Değerler			
Açıklama	Alt Değer	Üst Değer	Birim
Histamin intoleransı düşük ya da yok		>10	IU/mL
Olası histamin intoleransı	3	10	IU/mL
Muhtemel histamin intoleransı	<3		IU/mL

Neonatal GALT Tarama Testi

Test Kodu : **8349805** - Laboratuvar Hizmetleri

11

Yöntem : **FEiA** - Çalışma Günü : **Sal 08:00 Per 08:00** - Raporlama Tarihi : **Per 18:00 Sal 18:00**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Kapiller Kan	Filtre Kağıdı		18-24°C

Piruvat

Test Kodu : **8421001** - Laboratuvar Hizmetleri

12

Yöntem : **ENZİMATİK** - Çalışma Günü : **Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00** - Raporlama Tarihi : **Pzt 18:00 Çar 18:00 Cum 18:00**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Plazma (Perklorik Asit Ön İşlemi)	Florür-Gri Kapak	1mL	2-8°C

Ek Bilgiler

Plazma (Perklorik Asit Ön İşlemi)

Plazma (perklorik asit ön işlemi) Kan örneği, Sodyum Florür (NaF) içeren tüpe alınır. Daha sonra bekletilmeden 500 mikrolitre (uL) tam kan örneği, içerisinde 1 mililitre (mL) % 8'lik perklorik asit (soğuk olmalı) bulunan tüpe koyulur. Karışım yaklaşık 30 saniye vortekslenir, sonrasında 5 dakika (dk) buz içinde tutulur. 1500 g devirde 10 dk. santrifüj edilir. Proteinden arındırılmış üstteki berrak süpernatant ayrılır ve 2-8 C de transfer edilir. Perklorik asit merkez laboratuvarından temin edilmelidir. Oda ısısında saklanan ve transfer edilen örnekler çalışma için kabul edilmeyecektir.