

Laboratuvar Test Değişiklikleri

(20.05.2025)

	Test kodu	Test adı	İsim Değişikliği	Yöntem Değişikliği	Çalışma/Raporlama Tarihi	Örnek ile ilgili Değişiklikler	Referans Aralık Değişiklikleri	Ek Bilgilerde Güncelleme	Yeni Tanımlanan Testler	Internalize Testler	Yeniden Aktiflenen Testler	Pasiflenen Testler
1	C8727902	Parainfluenza (1-3) Antikoru, IgM										X
2	C8707535	Rektal Sürüntü Kültürü							X			
3	C8637601	Tiroid Peroksidaz Antikoru (anti-TPO)					X					
4	C8708118	Ureaplasma Kültürü				X						
5	C8708115	Mycoplasma Kültürü				X						

2	Rektal Sürüntü Kültürü			
	Test Kodu : 8707535 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : K/T/D - Çalışma Günü : Pzt-Cmt 12:00 - Raporlama Tarihi : 6 gün sonra 17:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Rektal Sürüntü	Jelli Swap		2-8°C
Klinik Bilgileri				
Rektumdan sürüntü ile alınan dışkı örneğinden Vankomisine Dirençli Enterokok (VRE) araştırılır. Enfeksiyon kontrol amacıyla yapılan rektal tarama amacıyla uygulanır.				

3	Tiroid Peroksidaz Antikoru (anti-TPO) Test Kodu : 8637601 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : CLIA - Çalışma Günü : Pzt-Cmt 12:00 - Raporlama Tarihi : Pzt-Cmt 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Serum	Jelli Tüp	0,2mL	2-8°C
	Referans Aralıkları			

Normal Değerler	
Üst Değer	Birim
<13.8	IU/mL

4	Ureaplasma Kültürü Test Kodu : 8708118 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : K/T/D - Çalışma Günü : Pzt-Cum 12:00 - Raporlama Tarihi : 4 gün sonra 17:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Vaginal Akıntı	Dacron/ Rayon Swab		2-8°C
	Prostat sıvısı	Dacron/ Rayon Swab		2-8°C
	Steril İdrar	Plastik Kap	10mL	2-8°C
	Üretral Akıntı	Dacron/ Rayon Swab		2-8°C
	Semen	Plastik Kap		2-8°C
	Servikal Sürüntü	Dacron/ Rayon Swab		2-8°C

5	Mycoplasma Kültürü Test Kodu : 8708115 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : K/T/D - Çalışma Günü : Pzt-Cum 12:00 - Raporlama Tarihi : 4 gün sonra 17:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Vaginal Akıntı	Dacron/ Rayon Swab		2-8°C
	Prostat sıvısı	Dacron/ Rayon Swab		2-8°C
	Steril İdrar	Plastik Kap	10mL	2-8°C
	Üretral Akıntı	Dacron/ Rayon Swab		2-8°C
	Semen	Plastik Kap		2-8°C
	Servikal Sürüntü	Dacron/ Rayon Swab		2-8°C