

Laboratuvar Test Deęişiklikleri

(20.01.2025)

	Test kodu	Test adı	İsim Deęişiklięi	Yöntem Deęişiklięi	Çalıřma/Raporlama Tarihi	Örnek ile ilgili Deęişiklikler	Referans Aralık Deęişiklikleri	Ek Bilgilerde Güncelleme	Yeni Tanımlanan Testler	Internalize Testler	Yeniden Aktiflenen Testler	Pasiflenen Testler
1	C8635302	İnterleukin 1 Beta (IL-1B)				X						
2	C8745004	Respiratuvar PCR 7'li Panel (Inf (A+B), Adeno, A grup Strep, Rhino, RSV (A+B), SARS)							X			
3	C8704702	E.coli DNA (EPEC,EHEC,ETEC,EIEC, EAğEC), (PCR)						X				
4	C8749102	Genital Panel (PCR)				X						
5	C8742503	Preeklampsi sFlt-1/PLGF Oranı				X						

1	İnterleukin 1 Beta (IL-1B) Test Kodu : 8635302 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : AKİM SİTOMETRİ - Çalışma Günü : Pzt 08.00 - Raporlama Tarihi : 1 hafta sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Serum, Dondurulmuş	Jelli Tüp	1mL	<0°C

2	Respiratuvar PCR 7 li Panel (Inf (A+B), Adeno, A grup Strep, Rhino, RSV (A+B), SARS) Test Kodu : 8745004 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : REAL TIME PCR - Çalışma Günü : Pzt-Cmt 12:00 - Raporlama Tarihi : Pzt-Cmt 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Nazofaringeal+Orofaringeal Sürüntü	VNAT (Rayon+VTM)		2-8°C

3	E.coli DNA (EPEC,EHEC,ETEC,EIEC, EAgEC), (PCR) Test Kodu : 8704702 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : REAL TIME PCR - Çalışma Günü : Pzt-Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : 4 gün sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Gaita	Plastik Kap	5gr	2-8°C

4	Genital Panel (PCR) Test Kodu : 8749102 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : MULTİPLEX PCR - Çalışma Günü : Pzt 08:00 Çar 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal 18:00 Per 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Üretral Akıntı	Nucliswab		2-8 °C
	Konjunktival Sürüntü	Nucliswab		2-8 °C
	Servikal Sürüntü	Nucliswab		2-8 °C
	Sabah 1. İdrar	Steril Tüp	1,5mL	2-8 °C
	Semen	Plastik Kap	1,5mL	2-8 °C
	Prostat sıvısı	Nucliswab		2-8 °C
	Orofarengeal Sürüntü	Nucliswab		2-8°C
Rektal Sürüntü	Nucliswab		2-8°C	

5	Preeklampsi sFlt-1/PLGF Oranı Test Kodu : 8742503 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : ECLİA - Çalışma Günü : Sal 08:00 - Raporlama Tarihi : 1 hafta sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Serum, Dondurulmuş	Jelli Tüp	1mL	<0°C	