

Laboratuvar Test Deęişiklikleri

(22.09.2022)

	Test kodu	Test adı	İsim Deęişiklięi	Yöntem Deęişiklięi	Çalıřma/Raporlama Tarihi	Örnek ile ilgili Deęişiklikler	Referans Aralık Deęişiklikleri	Ek Bilgilerde Güncelleme	Yeni Tanımlanan Testler	İnternalize Testler	Yeniden Aktiflenen Testler	Pasiflenen Testler
1	C8425501	Selenyum			X							
2	C8301801	Kobalt			X							
3	C8301826	Molibden			X							
4	C8210803	Kalay			X							
5	C8301813	Antimon			X							
6	C8412007	Vanadyum			X							
7	C8382501	Civa			X							
8	C8217501	Arsenik			X							
9	C8249501	Krom			X							
10	C8230001	Kadmium			X							
11	C8378502	Mangan,Tam Kan (EDTA)			X							
12	C8301827	Molibden, Tam Kan			X							
13	C8301812	Antimon, Tam Kan			X							

14	C8463002	Çinko (Zn), Eritrosit			X								
15	C8252504	Bakır (Cu), Eritrosit			X								
16	C8373506	Magnezyum (Mg), Eritrosit			X								
17	C8425505	Selenyum, Eritrosit			X								
18	C8252506	Bakır (Cu), İdrar (24 saat)			X								
19	C8252505	Bakır (Cu)/Kreatinin oranı, Spot idrar			X								
20	C8365505	Kurşun (Pb), idrar (24 saat)			X								
21	C8365504	Kurşun (Pb)/Kreatinin oranı, Spot idrar			X								
22	C8382525	Civa, idrar (24 saat)			X								
23	C8382524	Civa/Kreatinin oranı, Spot idrar			X								
24	C8249503	Krom/Kreatinin oranı, İdrar			X								
25	C8301808	Kobalt/Kreatinin oranı, Spot idrar			X								
26	C8210807	Kalay/Kreatinin oranı, Spot idrar			X								
27	C8425504	Selenyum/Kreatinin oranı, Spot idrar			X								
28	C8217505	Arsenik, idrar (24 saat)			X								
29	C8217504	Arsenik/Kreatinin oranı, Spot idrar			X								
30	C8230004	Kadmiyum, idrar (24 saat)			X								
31	C8230003	Kadmiyum/Kreatinin oranı, Spot idrar			X								

32	C8301828	Antimon, idrar (24 saat)			X								
33	C8301829	Antimon/Kreatinin oranı, Spot idrar			X								
34	C8210806	Aluminyum, idrar (24 saat)			X								
35	C8210805	Aluminyum/Kreatinin oranı, Spot idrar			X								
36	C8388503	Nikel/Kreatinin oranı, Spot idrar			X								
37	C8378503	Mangan, idrar (24 Saat)			X								
38	C8378504	Mangan/Kreatinin oranı, Spot idrar			X								
39	C8210801	Aluminyum			X								
40	C8378501	Mangan			X								
41	C8388501	Nikel			X								
42	C8378913	İyot, idrar (24 saat)			X								
43	C8378912	İyot/ Kreatinin Oranı, Spot idrar			X								
44	C8378911	İyot, Serum			X								
45	C8352010	Triptaz, Serum			X								

1	Selenyum Test Kodu : 8425501 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : İCP-MS - Çalışma Günü : Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Plazma (Heparin)	Sodyum Heparin-Lacivert Kapak	2mL	2-8°C	

2	Kobalt Test Kodu : 8301801 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : İCP-MS - Çalışma Günü : Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Plazma (Heparin)	Sodyum Heparin-Lacivert Kapak	2mL	2-8°C	

3	Molibden Test Kodu : 8301826 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : İCP-MS - Çalışma Günü : Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Plazma (Heparin)	Sodyum Heparin-Lacivert Kapak	2mL	2-8°C	

4	Kalay Test Kodu : 8210803 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : İCP-MS - Çalışma Günü : Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Plazma (Heparin)	Sodyum Heparin-Lacivert Kapak	3mL	2-8°C	

5	Antimon Test Kodu : 8301813 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : İCP-MS - Çalışma Günü : Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Plazma (Heparin)	Sodyum Heparin-Lacivert Kapak	2mL	2-8°C	

6	Vanadyum Test Kodu : 8412007 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : İCP-MS - Çalışma Günü : Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Plazma (Heparin)	Sodyum Heparin-Lacivert Kapak	2mL	2-8°C

7	Civa Test Kodu : 8382501 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : İCP-MS - Çalışma Günü : Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Tam Kan (Heparin)	Sodyum Heparin-Lacivert Kapak	2mL	2-8°C

8	Arsenik Test Kodu : 8217501 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : İCP-MS - Çalışma Günü : Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Tam Kan (Heparin)	Sodyum Heparin-Lacivert Kapak	5mL	2-8°C

9	Krom Test Kodu : 8249501 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : İCP-MS - Çalışma Günü : Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Tam Kan (Heparin)	Sodyum Heparin-Lacivert Kapak	2mL	2-8°C

10	Kadmiyum Test Kodu : 8230001 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : İCP-MS - Çalışma Günü : Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Tam Kan (Heparin)	Sodyum Heparin-Lacivert Kapak	2mL	2-8°C	

11	Mangan, Tam Kan (EDTA) Test Kodu : 8378502 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : İCP-MS - Çalışma Günü : Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	2mL	2-8°C	

12	Molibden, Tam Kan Test Kodu : 8301827 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : İCP-MS - Çalışma Günü : Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Tam Kan (Heparin)	Sodyum Heparin-Lacivert Kapak	5mL	2-8°C	

13	Antimon, Tam Kan Test Kodu : 8301812 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : İCP-MS - Çalışma Günü : Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	2mL	2-8°C	

14	Çinko (Zn), Eritrosit Test Kodu : 8463002 - Laboratuvar Hizmetleri							
	Yöntem : İCP-MS - Çalışma Günü : Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00							
	<table border="1"><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tam Kan (EDTA)</td><td>EDTA-Mor Kapak</td><td>2mL</td><td>2-8°C</td></tr></tbody></table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	2mL
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma					
Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	2mL	2-8°C					

15	Bakır (Cu), Eritrosit Test Kodu : 8252504 - Laboratuvar Hizmetleri							
	Yöntem : İCP-MS - Çalışma Günü : Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00							
	<table border="1"><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tam Kan (EDTA)</td><td>EDTA-Mor Kapak</td><td>2mL</td><td>2-8°C</td></tr></tbody></table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	2mL
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma					
Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	2mL	2-8°C					

16	Magnezyum (Mg), Eritrosit Test Kodu : 8373506 - Laboratuvar Hizmetleri							
	Yöntem : İCP-MS - Çalışma Günü : Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00							
	<table border="1"><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tam Kan (EDTA)</td><td>EDTA-Mor Kapak</td><td>2mL</td><td>2-8°C</td></tr></tbody></table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	2mL
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma					
Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	2mL	2-8°C					

17	Selenyum, Eritrosit Test Kodu : 8425505 - Laboratuvar Hizmetleri							
	Yöntem : İCP-MS - Çalışma Günü : Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00							
	<table border="1"><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tam Kan (EDTA)</td><td>EDTA-Mor Kapak</td><td>2mL</td><td>2-8°C</td></tr></tbody></table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	2mL
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma					
Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	2mL	2-8°C					

18	Bakır (Cu), İdrar (24 saat) Test Kodu : 8252506 - Laboratuvar Hizmetleri							
	Yöntem : AAS - Çalışma Günü : Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00							
	<table border="1"><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>24 Saatlik İdrar, (HCl ile)</td><td>24 Saatlik İdrar Kabı</td><td>10mL</td><td>2-8°C</td></tr></tbody></table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	24 Saatlik İdrar, (HCl ile)	24 Saatlik İdrar Kabı	10mL
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma					
24 Saatlik İdrar, (HCl ile)	24 Saatlik İdrar Kabı	10mL	2-8°C					

19	Bakır (Cu)/Kreatinin oranı, Spot idrar Test Kodu : 8252505 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : AAS - Çalışma Günü : Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Spot İdrar	Plastik Kap	10mL	2-8°C

20	Kurşun (Pb), idrar (24 saat) Test Kodu : 8365505 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : İCP-MS - Çalışma Günü : Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	24 Saatlik İdrar	24 Saatlik İdrar Kabı	5mL	2-8°C

21	Kurşun (Pb)/Kreatinin oranı, Spot idrar Test Kodu : 8365504 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : ICP-MS - Çalışma Günü : Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Spot İdrar	Plastik Kap	5mL	2-8°C

22	Civa, idrar (24 saat) Test Kodu : 8382525 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : İCP-MS - Çalışma Günü : Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	24 Saatlik İdrar	24 Saatlik İdrar Kabı	5mL	2-8°C

23	Civa/Kreatinin oranı, Spot idrar Test Kodu : 8382524 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : ICP-MS - Çalışma Günü : Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Spot İdrar	Plastik Kap	5mL	2-8°C

24	Krom/Kreatinin oranı, İdrar Test Kodu : 8249503 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : ICP-MS - Çalışma Günü : Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	İdrar	Plastik Kap	5mL	2-8°C

25	Kobalt/Kreatinin oranı, Spot idrar Test Kodu : 8301808 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : ICP-MS - Çalışma Günü : Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Spot İdrar	Plastik Kap	5mL	2-8°C

26	Kalay/Kreatinin oranı, Spot idrar Test Kodu : 8210807 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : ICP-MS - Çalışma Günü : Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Spot İdrar	Plastik Kap	5mL	2-8°C

27	Selenyum/Kreatinin oranı, Spot idrar Test Kodu : 8425504 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : ICP-MS - Çalışma Günü : Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Spot İdrar	Plastik Kap	5mL	2-8°C

28	Arsenik, idrar (24 saat) Test Kodu : 8217505 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : İCP-MS - Çalışma Günü : Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	24 Saatlik İdrar	24 Saatlik İdrar Kabı	5mL	2-8°C

29	Arsenik/Kreatinin oranı, Spot idrar Test Kodu : 8217504 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : ICP-MS - Çalışma Günü : Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Spot İdrar	Plastik Kap	5mL	2-8°C

30	Kadmiyum, idrar (24 saat) Test Kodu : 8230004 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : ICP-MS - Çalışma Günü : Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	24 Saatlik İdrar	24 Saatlik İdrar Kabı	5mL	2-8°C

31	Kadmiyum/Kreatinin oranı, Spot idrar Test Kodu : 8230003 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : ICP-MS - Çalışma Günü : Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Spot İdrar	Plastik Kap	5mL	2-8°C

32	Antimon, idrar (24 saat) Test Kodu : 8301828 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : İCP-MS - Çalışma Günü : Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	24 Saatlik İdrar	24 Saatlik İdrar Kabı	5mL	2-8°C

33	Antimon/Kreatinin oranı, Spot idrar			
	Test Kodu : 8301829 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : ICP-MS - Çalışma Günü : Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Spot İdrar	Plastik Kap	5mL	2-8°C

34	Aluminyum, idrar (24 saat)			
	Test Kodu : 8210806 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : İCP-MS - Çalışma Günü : Pzt-Per 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal-Cum 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	24 Saatlik İdrar	24 Saatlik İdrar Kabı	5mL	2-8°C

35	Aluminyum/Kreatinin oranı, Spot idrar			
	Test Kodu : 8210805 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : ICP-MS - Çalışma Günü : Pzt-Per 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal-Cum 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Spot İdrar	Plastik Kap	5mL	2-8°C

36	Nikel/Kreatinin oranı, Spot idrar			
	Test Kodu : 8388503 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : ICP-MS - Çalışma Günü : Pzt-Per 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal-Cum 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Spot İdrar	Plastik Kap	5mL	2-8°C

37	Mangan,İdrar (24 Saat) Test Kodu : 8378503 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : İCP-MS - Çalışma Günü : Pzt-Per 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal-Cum 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	24 Saatlik İdrar	24 Saatlik İdrar Kabı	20mL	2-8°C

38	Mangan/Kreatinin oranı, Spot idrar Test Kodu : 8378504 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : İCP-MS - Çalışma Günü : Pzt-Per 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal-Cum 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Spot İdrar	Plastik Kap	5mL	2-8°C

39	Aluminyum Test Kodu : 8210801 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : İCP-MS - Çalışma Günü : Pzt-Per 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal-Cum 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Plazma (Heparin)	Sodyum Heparin-Lacivert Kapak	3mL	2-8°C

40	Mangan Test Kodu : 8378501 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : İCP-MS - Çalışma Günü : Pzt-Per 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal-Cum 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Plazma (Heparin)	Sodyum Heparin-Lacivert Kapak	2mL	2-8°C

41	Nikel Test Kodu : 8388501 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : İCP-MS - Çalışma Günü : Pzt-Per 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal-Cum 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Plazma (Heparin)	Sodyum Heparin-Lacivert Kapak	3mL	2-8°C

42	İyot, İdrar (24 saat) Test Kodu : 8378913 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : ICP-MS - Çalışma Günü : Pzt-Per 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal-Cum 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	24 Saatlik İdrar	24 Saatlik İdrar Kabı	5mL	2-8°C

43	İyot/ Kreatinin Oranı, Spot idrar Test Kodu : 8378912 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : İCP-MS - Çalışma Günü : Pzt-Per 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal-Cum 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Spot İdrar	Plastik Kap	5mL	2-8°C

44	İyot, Serum Test Kodu : 8378911 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : ICP-MS - Çalışma Günü : Pzt-Per 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal-Cum 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C

45	Triptaz, Serum Test Kodu : 8352010 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : EİA - Çalışma Günü : Sal 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Cum 18:00 Sal 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Serum, Dondurulmuş	Jelli Tüp	1mL	<0°C