

Laboratuvar Test Deęişiklikleri

(25.10.2022)

	Test kodu	Test adı	İsim Deęişiklięi	Yöntem Deęişiklięi	Çalıřma/Raporlama Tarihi	Örnek ile ilgili Deęişiklikler	Referans Aralık Deęişiklikleri	Ek Bilgilerde Güncelleme	Yeni Tanımlanan Testler	Internalize Testler	Yeniden Aktiflenen Testler	Pasiflenen Testler
1	C8425501	Selenyum					X					
2	C8463001	Çinko (Zn)					X					
3	C8249100	Süksinilaseton, Kapiller Kan						X				
4	C8749107	ARB incelenmesi ve Mikobakteri Kültürü	X		X							
5	C8662805	Leishmania donovani Antikoru										X
6	C8625627	NMO-IgG (Anti-Aquaporin 4) (Cell Based Assay							X			
7	C8631702	Antistreptodornase B			X							
8	C8265704	Ariksülfataz A, Lökosit				X		X				
9	C8265703	Beta Galaktosidaz, Lökosit				X		X				
10	C8308002	Beta Heksozaminidaz B				X		X				
11	C8265705	Sfingomyelinaz, Lökosit				X		X				
12	C8265708	Alfa Galaktosidaz, Lökosit				X		X				
13	C8296302	Beta Glukosidaz, Lökosit				X		X				
14	C8265706	Galaktoserebrosidaz, Lökosit				X		X				
15	C8265711	Alfa-Glukosidaz, Lökosit				X		X				

16	C8265699	Alfa-mannosidaz, Lökosit				X		X				
17	C8265697	Alfa-İduronidaz , Lökosit				X		X				
18	C8265698	Alfa-Fukosidaz, Lökosit				X		X				
19												
20												

1	Selenyum			
	Test Kodu : 8425501 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : İCP-MS - Çalışma Günü : Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Plazma (Heparin)	Sodyum Heparin-Lacivert Kapak	2mL	2-8°C
	Referans Aralıkları			
	Normal Değerler			
	Yaş Aralığı	Alt Değer	Üst Değer	Birim
	4-16 YIL	55	134	ug/L
	0-4 YIL	40	103	ug/L
16-110 YIL	63	160	ug/L	

2	Çinko (Zn)			
	Test Kodu : 8463001 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : AAS - Çalışma Günü : Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal 18:00 Per 18:00 Pzt 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Plazma (Heparin)	Sodyum Heparin-Lacivert Kapak	2mL	2-8°C
	Referans Aralıkları			
	Normal Değerler			
	Alt Değer	Üst Değer	Birim	
	0.6	1.2	ug/mL	

3

Süksinilaseton, Kapiller KanTest Kodu : **8249100** - Laboratuvar HizmetleriYöntem : **LC-MS/MS** - Çalışma Günü : **Sal 08:00** - Raporlama Tarihi : **Per 18:00**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Kapiller Kan	Filtre Kağıdı		18-24°C

Ek Bilgiler**Kapiller Kan**

Kapiller kan, 0-6 ay arasındaki bebeklerde topuk bölgesinden alınmalıdır. 1 yaşından büyük hastalarda ise el parmağından alınması tercih edilmektedir. 6 ay-1 yaş arasındaki çocuklarda örnek alınacak bölgeyi seçerken, hastanın ağırlığına göre karar verilmeli, ağırlığı 10 kg dan az olan çocuklarda topuk bölgesi, fazla olanlarda el parmağı tercih edilmelidir. Kanın, kart üzerindeki işaretli bölgenin tamamı dolacak şekilde emdirilmesine dikkat edilmelidir. Topuktan alınacak örnekler için topuğun yan kısımları seçilmelidir. Örnek alındıktan sonra, kartlar yatay şekilde ve güneş ışığına maruz bırakılmadan oda sıcaklığında 2-3 saat kurutulmalıdır.


4

ARB İncelemesi ve Mikobakteri KültürüTest Kodu : **8749107** - Laboratuvar HizmetleriYöntem : **MİKROSKOPİ/ KÜLTÜR** - Çalışma Günü : **Pzt-Cum 12:00** - Raporlama Tarihi : **54 gün sonra 18:00**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Balgam	Plastik Kap	5mL	2-8°C
Açlık Mide Sıvısı	Biyolojik Sıvı Tüpü	5mL	2-8°C
Biyolojik Sıvı	Biyolojik Sıvı Tüpü	5mL	2-8°C
Biyopsi Materyali	Plastik Kap		2-8°C
BOS	BOS Tüpü	5mL	2-8°C
Bronkoalveoler Lavaj	Biyolojik Sıvı Tüpü	5mL	2-8°C
Diğer	Plastik Kap		2-8°C
Doku	Biyolojik Sıvı Tüpü		2-8°C
Eklem Sıvısı	Biyolojik Sıvı Tüpü	5mL	2-8°C
Perikardiyal Sıvı	Biyolojik Sıvı Tüpü	5mL	2-8°C
Plevra Sıvısı	Biyolojik Sıvı Tüpü	5mL	2-8°C
Sabah 1. İdrar	Plastik Kap	50mL	2-8°C
Transtrakeal Aspirat	Biyolojik Sıvı Tüpü	5mL	2-8°C
Periton Sıvısı	Biyolojik Sıvı Tüpü	5mL	2-8°C

6	NMO-IgG (Anti-Aquaporin 4)(Cell Based Assay)			
	Test Kodu : 8625627 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : FLOW SİTOMETRİ - Çalışma Günü : Per 12:00 - Raporlama Tarihi : Pzt 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Serum	Jelli Tüp	0,5mL	2-8°C	
BOS	Biyolojik Sıvı Tüpü	0,5mL	2-8°C	

7	Antistreptodornase B			
	Test Kodu : 8631702 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : NEFELOMETRİ - Çalışma Günü : Cum 09:00 - Raporlama Tarihi : Cum 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C	

8	Arilsülfataz A, Lökosit			
	Test Kodu : 8265704 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : FOTOMETRİ - Çalışma Günü : Pzt-Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : 2 hafta sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	10mL	2-8°C	
Tam Kan (ACD)	ACD-Sarı Kapak	8mL	2-8°C	
Ek Bilgiler 				
Tam Kan (ACD) Numune hafta içi günlerde ve mümkünse kurye/kargo zamanına yakın olarak alınmalıdır. Aşırı hemolizli örnekler kabul edilmez.				

9

Beta Galaktosidaz,Lökosit

Test Kodu : 8265703 - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : **FLUOROMETRİ** - Çalışma Günü : **Pzt-Cum 08:00** - Raporlama Tarihi : **2 hafta sonra**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	20mL	2-8°C
Tam Kan (ACD)	ACD-Sarı Kapak	8mL	2-8°C

Ek Bilgiler

Tam Kan (ACD)

Numune hafta içi günlerde ve mümkünse kurye/kargo zamanına yakın olarak alınmalıdır. Aşırı hemolizli örnekler kabul edilmez.

10

Beta Heksozaminidaz B

Test Kodu : 8308002 - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : **FLUOROMETRİ** - Çalışma Günü : **Pzt-Cum 08:00** - Raporlama Tarihi : **2 hafta sonra**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	10mL	2-8°C
Tam Kan (ACD)	ACD-Sarı Kapak	8mL	2-8°C

Ek Bilgiler

Tam Kan (ACD)

Numune hafta içi günlerde ve mümkünse kurye/kargo zamanına yakın olarak alınmalıdır. Aşırı hemolizli örnekler kabul edilmez.

11

Sfingomyelinaz, Lökosit

Test Kodu : 8265705 - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : FLUOROMETRİ - Çalışma Günü : Pzt-Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : 2 hafta sonra

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	8mL	2-8°C
Tam Kan (ACD)	ACD-Sarı Kapak	8mL	2-8°C

Ek Bilgiler

Tam Kan (ACD)

Numune hafta içi günlerde ve mümkünse kurye/kargo zamanına yakın olarak alınmalıdır. Aşırı hemolizli örnekler kabul edilmez.

12

Alfa Galaktosidaz, Lökosit

Test Kodu : 8265708 - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : FLUOROMETRİ - Çalışma Günü : Pzt-Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : 2 hafta sonra

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	8mL	2-8°C
Tam Kan (ACD)	ACD-Sarı Kapak	8mL	2-8°C

Ek Bilgiler

Tam Kan (ACD)

Numune hafta içi günlerde ve mümkünse kurye/kargo zamanına yakın olarak alınmalıdır. Aşırı hemolizli örnekler kabul edilmez.

13

Beta Glukosidaz, Lökosit

Test Kodu : 8296302 - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : FLUOROMETRİ - Çalışma Günü : Pzt-Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : 2 hafta sonra

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	8mL	2-8°C
Tam Kan (ACD)	ACD-Sarı Kapak	8mL	2-8°C

Ek Bilgiler

Tam Kan (ACD)

Numune hafta içi günlerde ve mümkünse kurye/kargo zamanına yakın olarak alınmalıdır. Aşırı hemolizli örnekler kabul edilmez.

14

Galaktoserebrosidaz, Lökosit

Test Kodu : 8265706 - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : FLUOROMETRİ - Çalışma Günü : Pzt-Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : 2 hafta sonra

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	8mL	2-8°C
Tam Kan (ACD)	ACD-Sarı Kapak	8mL	2-8°C

Ek Bilgiler

Tam Kan (ACD)

Numune hafta içi günlerde ve mümkünse kurye/kargo zamanına yakın olarak alınmalıdır. Aşırı hemolizli örnekler kabul edilmez.

15	Alfa-Glukosidaz, Lökosit Test Kodu : 8265711 - Laboratuvar Hizmetleri												
	Yöntem : ENZİMATİK - Çalışma Günü : Sal 08:00 Çar 08:00 Per 08:00 - Raporlama Tarihi : 3 hafta sonra 18:00												
	<table><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tam Kan (EDTA)</td><td>EDTA-Mor Kapak</td><td>8mL</td><td>2-8°C</td></tr><tr><td>Tam Kan (ACD)</td><td>ACD-Sarı Kapak</td><td>8mL</td><td>2-8°C</td></tr></tbody></table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	8mL	2-8°C	Tam Kan (ACD)	ACD-Sarı Kapak	8mL	2-8°C
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma									
Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	8mL	2-8°C										
Tam Kan (ACD)	ACD-Sarı Kapak	8mL	2-8°C										
Ek Bilgiler Tam Kan (ACD) Numune hafta içi günlerde ve mümkünse kurye/kargo zamanına yakın olarak alınmalıdır. Aşırı hemolizli örnekler kabul edilmez.													

16	Alfa-mannosidaz,Lökosit Test Kodu : 8265699 - Laboratuvar Hizmetleri												
	Yöntem : FLUOROMETRİ - Çalışma Günü : Pzt-Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : 2 hafta sonra												
	<table><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tam Kan (EDTA)</td><td>EDTA-Mor Kapak</td><td>20mL</td><td>2-8°C</td></tr><tr><td>Tam Kan (ACD)</td><td>ACD-Sarı Kapak</td><td>8mL</td><td>2-8°C</td></tr></tbody></table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	20mL	2-8°C	Tam Kan (ACD)	ACD-Sarı Kapak	8mL	2-8°C
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma									
Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	20mL	2-8°C										
Tam Kan (ACD)	ACD-Sarı Kapak	8mL	2-8°C										
Ek Bilgiler Tam Kan (ACD) Numune hafta içi günlerde ve mümkünse kurye/kargo zamanına yakın olarak alınmalıdır. Aşırı hemolizli örnekler kabul edilmez.													

17

Alfa-Iduronidaz, Lökosit

Test Kodu : 8265697 - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : **FLUOROMETRİ** - Çalışma Günü : **Pzt-Cum 08:00** - Raporlama Tarihi : **2 hafta sonra**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	20mL	2-8°C
Tam Kan (ACD)	ACD-Sarı Kapak	8mL	2-8°C

Ek Bilgiler

Tam Kan (ACD)

Numune hafta içi günlerde ve mümkünse kurye/kargo zamanına yakın olarak alınmalıdır. Aşırı hemolizli örnekler kabul edilmez.

18

Alfa-Fukosidaz, Lökosit

Test Kodu : 8265698 - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : **FLUOROMETRİ** - Çalışma Günü : **Pzt-Cum 08:00** - Raporlama Tarihi : **2 hafta sonra**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	20mL	2-8°C
Tam Kan (ACD)	ACD-Sarı Kapak	8mL	2-8°C

Ek Bilgiler

Tam Kan (ACD)

Numune hafta içi günlerde ve mümkünse kurye/kargo zamanına yakın olarak alınmalıdır. Aşırı hemolizli örnekler kabul edilmez.