

Laboratuvar Test Değişiklikleri

(02.06.2025)

	Test kodu	Test adı	İsim Değişikliği	Yöntem Değişikliği	Çalışma/Raporlama Tarihi	Örnek ile ilgili Değişiklikler	Referans Aralık Değişiklikleri	Ek Bilgilerde Güncelleme	Yeni Tanımlanan Testler	Internalize Testler	Yeniden Aktiflenen Testler	Pasiflenen Testler
1	C8215008	Dickkopf 3 (DKK3)							X			
2	C8925661	Acanthamoeba DNA (PCR), Biyopsi Materyali										X
3	C8925660	Acanthamoeba DNA (PCR), BOS										X
4	C8818077	Daratumumab İnterferans Testi (MALDI-TOF)									X	
5	C8623526	CIDP / Nodo Paranodopati							X			

1

Dickkopf 3 (DKK3)			
Test Kodu : 8215008 - Laboratuvar Hizmetleri			
Yöntem : ELISA - Çalışma Günü : Pzt 08:00 Çar 08:00 - Raporlama Tarihi : 10 gün sonra			
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
İdrar, Dondurulmuş	Plastik Kap	2mL	<0°C
Ek Bilgiler			
Spot idrarda çalışılması uygundur. Örnek dondurulmuş olmalı ve transferi dondurulmuş olarak gerçekleştirilmelidir. Eğer mümkünse hassasiyeti arttı. İçin (daha konsantré olduğundan) sabah ilk idrar önerilmektedir.			

4	Daratumumab İnterferans Testi (MALDI-TOF) Test Kodu : 8818077 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : NMR - Çalışma Günü : Çar 08:00 - Raporlama Tarihi : 6 gün sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Serum	Jelli Tüp	5mL	2-8°C

5	CIDP / Nodo Paranodopati Test Kodu : 8623526 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : İFA - Çalışma Günü : Çar 08:00 - Raporlama Tarihi : 2 hafta sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Serum	Jelli Tüp	0,5mL	2-8°C
	Plazma (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	0,5mL	2-8°C
	BOS	BOS Tüpü	0,5mL	2-8°C
	Klinik Bilgileri			
	Polinöropati tanısında kullanılır.			