

# Laboratuvar Test Deęişiklikleri

(26.06.2023)



	Test kodu	Test adı	İsim Deęişiklięi	Yöntem Deęişiklięi	Çalıřma/Raporlama Tarihi	Örnek ile ilgili Deęişiklikler	Referans Aralık Deęişiklikleri	Ek Bilgilerde Güncelleme	Yeni Tanımlanan Testler	İnternalize Testler	Yeniden Aktiflenen Testler	Pasiflenen Testler
1	C8925647	Porfobilinojen, Spot idrar							X			
2	C8600103	Spesifik IgE- Midye (Clam) (f207)								X		
3	C8600158	Spesifik IgE- Sarmařık (Parietaria judacia) (w21)								X		
4	C8600163	Spesifik IgE- Siyah Zeytin (Black Olive) (f342)								X		
5	C8600421	Spesifik IgE- Yaban Mersini (Blueberry) (f288)								X		
6	C8600176	Moleküler Alerji, Balarıřı zehiri (Bee venom) rApi m1 (i208)								X		
7	C8600193	Moleküler Alerji, Fındık (Hazelnut) rCor a1 (f428)								X		
8	C8600201	Moleküler Alerji, Fındık (Hazelnut) rCor a8 (f425)								X		
9	C8600202	Moleküler Alerji, Fındık (Hazelnut) rCor a9 (f440)								X		
10	C8600203	Moleküler Alerji, Fındık (Hazelnut) rCor a14 (f439)								X		
11	C8600188	Moleküler Alerji, Fıřık (Peanut) rAra h2 (f423)								X		
12	C8600190	Moleküler Alerji, Fıřık (Peanut) rAra h6 (f447)								X		
13	C8600175	Moleküler Alerji, Kedi (Cat) rFel d1 (e94)								X		
14	C8600174	Moleküler Alerji, Köpek (Dog) rCan f1 (e101)								X		
















1	<p>Porfobilinojen, Spot idrar Test Kodu : 8925647 - Laboratuvar Hizmetleri</p> <p>Yöntem : LC-MS/MS - Çalışma Günü : Sal 08:00 - Raporlama Tarihi : 7 gün sonra</p> <table border="1"><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Spot İdrar</td><td>Plastik Kap</td><td>10mL</td><td>2-8°C</td></tr></tbody></table> <p>Ek Bilgiler</p> <p>Örnek ışıktan korunmalıdır.</p>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Spot İdrar	Plastik Kap	10mL	2-8°C
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma						
Spot İdrar	Plastik Kap	10mL	2-8°C						
2	<p>Spesifik IgE- Midye (Clam) (f207) Test Kodu : 8600103 - Laboratuvar Hizmetleri</p> <p>Yöntem : RAST - Çalışma Günü : Pzt 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal 18:00</p> <table border="1"><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Serum</td><td>Jelli Tüp</td><td>0,3mL</td><td>2-8°C</td></tr></tbody></table> <p>Ek Bilgiler</p> <p>Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.</p>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Serum	Jelli Tüp	0,3mL	2-8°C
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma						
Serum	Jelli Tüp	0,3mL	2-8°C						
3	<p>Spesifik IgE- Sarmaşık (Parietaria judacia) (w21) Test Kodu : 8600158 - Laboratuvar Hizmetleri</p> <p>Yöntem : RAST - Çalışma Günü : Pzt 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal 18:00</p> <table border="1"><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Serum</td><td>Jelli Tüp</td><td>0,5mL</td><td>2-8°C</td></tr></tbody></table> <p>Ek Bilgiler</p> <p>Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.</p>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Serum	Jelli Tüp	0,5mL	2-8°C
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma						
Serum	Jelli Tüp	0,5mL	2-8°C						


4	<p>Spesifik IgE- Siyah Zeytin (Black Olive) (f342) Test Kodu : 8600163 - Laboratuvar Hizmetleri</p> <p>Yöntem : RAST - Çalışma Günü : Pzt 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal 18:00</p> <table border="1"><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Serum</td><td>Jelli Tüp</td><td>0,5mL</td><td>2-8°C</td></tr></tbody></table> <p>Ek Bilgiler </p> <p>Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.</p>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Serum	Jelli Tüp	0,5mL	2-8°C
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma						
Serum	Jelli Tüp	0,5mL	2-8°C						
5	<p>Spesifik IgE- Yaban Mersini (Blueberry) (f288) Test Kodu : 8600421 - Laboratuvar Hizmetleri</p> <p>Yöntem : RAST - Çalışma Günü : Pzt 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal 18:00</p> <table border="1"><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Serum</td><td>Jelli Tüp</td><td>1mL</td><td>2-8°C</td></tr></tbody></table> <p>Ek Bilgiler </p> <p>Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.</p>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma						
Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C						
6	<p>Moleküler Alerji, Balarısı zehiri (Bee venom) rApi m1 (i208) Test Kodu : 8600176 - Laboratuvar Hizmetleri</p> <p>Yöntem : RAST - Çalışma Günü : Pzt 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal 18:00</p> <table border="1"><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Serum</td><td>Jelli Tüp</td><td>1mL</td><td>2-8°C</td></tr></tbody></table> <p>Ek Bilgiler </p> <p>Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.</p>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma						
Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C						




7	<p>Moleküler Alerji, Fındık (Hazelnut) rCor a1 (f428) Test Kodu : 8600193 - Laboratuvar Hizmetleri</p> <p>Yöntem : RAST - Çalışma Günü : Pzt 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal 18:00</p> <table border="1"><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Serum</td><td>Jelli Tüp</td><td>1mL</td><td>2-8°C</td></tr></tbody></table> <p>Ek Bilgiler </p> <p>Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.</p>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma						
Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C						
8	<p>Moleküler Alerji, Fındık (Hazelnut) rCor a8 (f425) Test Kodu : 8600201 - Laboratuvar Hizmetleri</p> <p>Yöntem : RAST - Çalışma Günü : Pzt 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal 18:00</p> <table border="1"><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Serum</td><td>Jelli Tüp</td><td>1mL</td><td>2-8°C</td></tr></tbody></table> <p>Ek Bilgiler </p> <p>Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.</p>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma						
Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C						
9	<p>Moleküler Alerji, Fındık (Hazelnut) rCor a9 (f440) Test Kodu : 8600202 - Laboratuvar Hizmetleri</p> <p>Yöntem : RAST - Çalışma Günü : Pzt 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal 18:00</p> <table border="1"><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Serum</td><td>Jelli Tüp</td><td>1mL</td><td>2-8°C</td></tr></tbody></table> <p>Ek Bilgiler </p> <p>Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.</p>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma						
Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C						

10	<p>Moleküler Alerji, Fındık (Hazelnut) rCor a14 (f439) Test Kodu : 8600203 - Laboratuvar Hizmetleri</p> <p>Yöntem : RAST - Çalışma Günü : Pzt 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal 18:00</p> <table border="1"><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Serum</td><td>Jelli Tüp</td><td>1mL</td><td>2-8°C</td></tr></tbody></table> <p>Ek Bilgiler </p> <p>Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.</p>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma						
Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C						
11	<p>Moleküler Alerji, Fıstık (Peanut) rAra h2 (f423) Test Kodu : 8600188 - Laboratuvar Hizmetleri</p> <p>Yöntem : RAST - Çalışma Günü : Pzt 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal 18:00</p> <table border="1"><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Serum</td><td>Jelli Tüp</td><td>1mL</td><td>2-8°C</td></tr></tbody></table> <p>Ek Bilgiler </p> <p>Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.</p>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma						
Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C						
12	<p>Moleküler Alerji, Fıstık (Peanut) rAra h6 (f447) Test Kodu : 8600190 - Laboratuvar Hizmetleri</p> <p>Yöntem : RAST - Çalışma Günü : Pzt 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal 18:00</p> <table border="1"><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Serum</td><td>Jelli Tüp</td><td>1mL</td><td>2-8°C</td></tr></tbody></table> <p>Ek Bilgiler </p> <p>Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.</p>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma						
Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C						



13	<p>Moleküler Alerji, Kedi (Cat) rFel d1 (e94) Test Kodu : 8600175 - Laboratuvar Hizmetleri</p> <p>Yöntem : RAST - Çalışma Günü : Pzt 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal 18:00</p> <table border="1"><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Serum</td><td>Jelli Tüp</td><td>1mL</td><td>2-8°C</td></tr></tbody></table> <p>Ek Bilgiler </p> <p>Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.</p>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma						
Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C						
14	<p>Moleküler Alerji, Köpek (Dog) rCan f1 (e101) Test Kodu : 8600174 - Laboratuvar Hizmetleri</p> <p>Yöntem : RAST - Çalışma Günü : Pzt 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal 18:00</p> <table border="1"><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Serum</td><td>Jelli Tüp</td><td>1mL</td><td>2-8°C</td></tr></tbody></table> <p>Ek Bilgiler </p> <p>Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.</p>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma						
Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C						
15	<p>Moleküler Alerji, Süt (Milk) nBos d4 alfa-Laktalbumin (f76) Test Kodu : 8600182 - Laboratuvar Hizmetleri</p> <p>Yöntem : RAST - Çalışma Günü : Pzt 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal 18:00</p> <table border="1"><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Serum</td><td>Jelli Tüp</td><td>1mL</td><td>2-8°C</td></tr></tbody></table> <p>Ek Bilgiler </p> <p>Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.</p>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma						
Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C						

16	<p>Moleküler Alerji, Süt (Milk)nBos d5 beta-Laktoglobulin (f77) Test Kodu : 8600183 - Laboratuvar Hizmetleri</p> <p>Yöntem : RAST - Çalışma Günü : Pzt 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal 18:00</p> <table border="1"><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Serum</td><td>Jelli Tüp</td><td>1mL</td><td>2-8°C</td></tr></tbody></table> <p>Ek Bilgiler </p> <p>Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.</p>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma						
Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C						
17	<p>Moleküler Alerji, Süt (Milk)nBos d8 Kazein (f78) Test Kodu : 8600184 - Laboratuvar Hizmetleri</p> <p>Yöntem : RAST - Çalışma Günü : Pzt 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal 18:00</p> <table border="1"><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Serum</td><td>Jelli Tüp</td><td>1mL</td><td>2-8°C</td></tr></tbody></table> <p>Ek Bilgiler </p> <p>Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.</p>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma						
Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C						
18	<p>Moleküler Alerji, Yabanası zehiri (Wasp venom) rVes v1 (i211) Test Kodu : 8600177 - Laboratuvar Hizmetleri</p> <p>Yöntem : RAST - Çalışma Günü : Pzt 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal 18:00</p> <table border="1"><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Serum</td><td>Jelli Tüp</td><td>1mL</td><td>2-8°C</td></tr></tbody></table> <p>Ek Bilgiler </p> <p>Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.</p>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma						
Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C						

19	<p>Moleküler Alerji, Yabanası zehiri (Wasp venom) rVes v5 (i209) Test Kodu : 8600178 - Laboratuvar Hizmetleri</p> <p>Yöntem : RAST - Çalışma Günü : Pzt 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal 18:00</p> <table border="1"><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Serum</td><td>Jelli Tüp</td><td>1mL</td><td>2-8°C</td></tr></tbody></table> <p>Ek Bilgiler </p> <p>Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.</p>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma						
Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C						
20	<p>Moleküler Alerji, Yumurta (Egg) nGal d1:Ovomukoid (f233) Test Kodu : 8600179 - Laboratuvar Hizmetleri</p> <p>Yöntem : RAST - Çalışma Günü : Pzt 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal 18:00</p> <table border="1"><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Serum</td><td>Jelli Tüp</td><td>1mL</td><td>2-8°C</td></tr></tbody></table> <p>Ek Bilgiler </p> <p>Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.</p>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma						
Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C						
21	<p>Moleküler Alerji, Yumurta (Egg) nGal d2:Ovalbumin (f232) Test Kodu : 8600180 - Laboratuvar Hizmetleri</p> <p>Yöntem : RAST - Çalışma Günü : Pzt 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal 18:00</p> <table border="1"><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Serum</td><td>Jelli Tüp</td><td>1mL</td><td>2-8°C</td></tr></tbody></table> <p>Ek Bilgiler </p> <p>Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.</p>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma						
Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C						

22

## Spesifik IgE- Erik (Plum) (f255)

Test Kodu : 8600420 - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : RAST - Çalışma Günü : Pzt 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal 18:00

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C

## Ek Bilgiler

Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.

23

## Spesifik IgE- Mantar (Mushroom) (f212)

Test Kodu : 8600132 - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : RAST - Çalışma Günü : Pzt 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal 18:00

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Serum	Jelli Tüp	0,3mL	2-8°C

## Ek Bilgiler

Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.

24

## Trombosit Fonksiyon Testleri

Test Kodu : 8557602 - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : LTA - Çalışma Günü : Pzt-Cum 16:00 Cmt 12:00 - Raporlama Tarihi : Sal-Cmt 18:00 Pzt 18:00

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Tam Kan (Sitrat)	Sitrat-Mavi Kapak	4mL	18-24°C

## Ek Bilgiler

Bu test için, "Antiplatelet İlaçlar ve Trombosit Fonksiyon Testi İçin Hasta Takip Formu" doldurulmalıdır. Bilgi formunda yer alan örnek alım saati ve kullanılan ilaçların belirtilmesi önemlidir. Testin çalışması için taze örnek gerekmekte olup, örnek stabilitesi nedeniyle örneğin kurye saatine yakın alınması ve 3 saat içinde Merkez laboratuvara ulaşması gerekmektedir. Hafta içi 16:00, hafta sonu 12:00 a kadar örnek teslim edilmelidir.

**Tam Kan (Sitrat)**

Testin çalışması için 2 adet örnek gerekmektedir.

### Yağ asitleri, Serbest (FFA) (NEFA)

Test Kodu : **8272501** - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : **FOTOMETRİ** - Çalışma Günü : **Sal 08:00** - Raporlama Tarihi : **1 hafta sonra**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Serum, Dondurulmuş	Jelli Tüp	0,3mL	<0°C

Ek Bilgiler

Referans Aralıkları

#### Normal Değerler

Alt Değer	Üst Değer	Birim
0.1	0.45	mmol/L

25