

# Laboratuvar Test Deęişiklikleri

(27.11.2024)

	Test kodu	Test adı	İsim Deęişiklięi	Yöntem Deęişiklięi	Çalışma/Raporlama Tarihi	Örnek ile ilgili Deęişiklikler	Referans Aralık Deęişiklikleri	Ek Bilgilerde Güncelleme	Yeni Tanımlanan Testler	İnternalize Testler	Yeniden Aktiflenen Testler	Pasiflenen Testler
1	C8029902	Methotrexate						X				
2	C8636001	CD4/CD8 Oranı						X				

1	Methotrexate Test Kodu : <b>8029902</b> - Laboratuvar Hizmetleri								
	Yöntem : <b>EMİT</b> - Çalışma Günü : <b>Pzt-Cmt</b> - Raporlama Tarihi : <b>4 saat sonra</b>								
	<table><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Serum</td><td>Jelsiz Tüp</td><td>1mL</td><td>2-8°C</td></tr></tbody></table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Serum	Jelsiz Tüp	1mL	2-8°C
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma					
Serum	Jelsiz Tüp	1mL	2-8°C						
Ek Bilgiler İlaç verildikten sonraki saat bilgisinin iletilmesi gerekmektedir. (Örn: 24 sa, 48 sa, 96 sa) <b>Serum</b> Kan örneęi, separatör jel içermeyen tüplere alınmalıdır. Örnek ışıktan korunmalıdır.									

## CD4/8 ( T-Helper/T-Supresör Oranı )

Test Kodu : **8636001** - Laboratuvar Hizmetleri

2

Yöntem : **AKIM SİTOMETRİ** - Çalışma Günü : **Pzt 08:00 Sal 08:00 Çar 08:00 Per 08:00 Cum 08:00 Cmt 08:00** -  
Raporlama Tarihi : **Çar 18:00 Per 18:00 Cum 18:00 Pzt 18:00 Sal 18:00 Sal 18:00**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Tam Kan	EDTA-Mor Kapak	5mL	18-24°C
Biyolojik Sıvı	EDTA-Mor Kapak	6mL	18-24°C
BOS	EDTA-Mor Kapak	6mL	18-24°C

### Ek Bilgiler

Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir.Örnek taze olmalıdır.Örnek alındıktan sonra 24 saat içinde laboratuvara ulaşılmış olmalıdır.Test içeriğinde; CD45, CD3, CD4, CD8 bulunmaktadır.