

Laboratuvar Test Deęişiklikleri

(28.08.2023)

	Test kodu	Test adı	İsim Deęişiklięi	Yöntem Deęişiklięi	Çalıřma/Raporlama Tarihi	Örnek ile ilgili Deęişiklikler	Referans Aralık Deęişiklikleri	Ek Bilgilerde Güncelleme	Yeni Tanımlanan Testler	İnternalize Testler	Yeniden Aktiflenen Testler	Pasiflenen Testler
1	C8634101	Adacık Hücre Antikoru (ICA)			X							
2	C8614601	Anti-Beta 2 Glikoprotein 1 IgG			X							
3	C8614602	Anti-Beta 2 Glikoprotein 1 IgM			X							
4	C8614806	Anti-Fosfolipid Antikoru, IgG			X							
5	C8614805	Anti-Fosfolipid Antikoru, IgM			X							
6	C8661102	Bartonella quintana Antikoru IgG			X							
7	C8676204	Rubella IgG avidite			X							
8	C8738001	Hepatitis Delta Antijeni			X							
9	C8625606	Glutamik Asit Dekarboksilaz Antikoru (anti-GAD)			X							
10	C8625603	Gliadin Antikoru IgG			X							
11	C8625602	Gliadin Antikoru IgA			X							
12	C8301301	Helicobacter pylori Üre Nefes Testi (13C-Üre)						X				
13	C8226101	Biyotinidaz, Serum						X				
14	C8305101	Hemogloblin, Plazma (Serbest)			X							
15	C8616102	C1-Esteraz İnhibitör,Fonksiyonel			X							

1	Adacık Hücre Antikoru (ICA) Test Kodu : 8634101 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : İFT - Çalışma Günü : Pzt 08:00 Çar 08:00 - Raporlama Tarihi : Çar 18:00 Cum 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Serum	Jelli Tüp	0,3mL	2-8°C

2	Anti-Beta-2 Glikoprotein 1 antikoru, IgG Test Kodu : 8614601 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : EİA - Çalışma Günü : Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal 18:00 Per 18:00 Pzt 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C

3	Anti-Beta-2 Glikoprotein 1 antikoru, IgM Test Kodu : 8614602 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : EİA - Çalışma Günü : Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal 18:00 Per 18:00 Pzt 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C

4	Anti-Fosfolipid Antikoru, IgG Test Kodu : 8614806 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : EİA - Çalışma Günü : Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal 18:00 Per 18:00 Pzt 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Serum	Jelli Tüp	2mL	2-8°C

5	Anti-Fosfolipid Antikoru, IgM Test Kodu : 8614805 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : EİA - Çalışma Günü : Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal 18:00 Per 18:00 Pzt 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Serum	Jelli Tüp	2mL	2-8°C

6	Bartonella quintana Antikoru, IgG Test Kodu : 8661102 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : WESTERN BLOT - Çalışma Günü : Per 08:00 - Raporlama Tarihi : Cum 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C

7	Rubella IgG Avidite Test Kodu : 8676204 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : ELİSA - Çalışma Günü : Pzt 08:00 Per 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal 18:00 Cum 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C

8	Hepatitis Delta Antijeni Test Kodu : 8738001 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : EİA - Çalışma Günü : Pzt 08:00 Per 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal 18:00 Cum 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C

9	Glutamik Asit Dekarboksilaz Antikoru (anti-GAD) Test Kodu : 8625606 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : EİA - Çalışma Günü : Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal 18:00 Per 18:00 Pzt 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C	

10	Gliadin Antikoru IgG (Deamine) Test Kodu : 8625603 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : EİA - Çalışma Günü : Pzt 08:00 Per 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal 18:00 Cum 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C	

11	Gliadin Antikoru IgA (Deamine) Test Kodu : 8625602 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : EİA - Çalışma Günü : Pzt 08:00 Per 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal 18:00 Cum 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C	

12	Helicobacter pylori Üre Nefes Testi (13C-Üre) Test Kodu : 8301301 - Laboratuvar Hizmetleri								
	Yöntem : İNFRARED SPEKTROSKOPİ - Çalışma Günü : Pzt-Cum 12:00 - Raporlama Tarihi : Pzt-Cum 18:00								
	<table><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nefes</td><td>Özel Torba</td><td></td><td>18-24°C</td></tr></tbody></table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Nefes	Özel Torba		18-24°C
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma					
Nefes	Özel Torba		18-24°C						
Ek Bilgiler "HP Üre nefes testi hasta sorgulama formu" eksiksiz doldurulmalıdır. Testin yapılacağı günün öncesi gece açlığı gerekmektedir. Test yapılmadan önce ve test sırasında 0. (bazal) ve 30. dakika üfleme zamanı arasında herhangi bir şey yemek, içmek ve sigara kullanmak yasaktır. Bazı ilaçların kullanılması, HP Üre Solunum Testinde yalnızca negatif sonuçlara neden olabilmektedir. Bu ilaç grupları şunlardır: -Bizmut içeren ilaçlar, antibiyotikler (Son 4 hafta içinde kullanılması), - Proton Pompa İnhibitörleri, H-2 Reseptör Blokerleri (Son 1-2 hafta içinde kullanılması). Helicobacter pylori eradikasyon tedavisi alan hastalar tedavileri tamamlandıktan en az 4 hafta sonra örnek verebilir. Testin tekrarı gerekiyorsa, en erken bir gün sonra yapılır.									

13	Biyotinidaz, Serum Test Kodu : 8226101 - Laboratuvar Hizmetleri								
	Yöntem : ENZİMATİK - Çalışma Günü : Pzt 08:00 Sal 08:00 Çar 08:00 Per 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Çar 18:00 Per 18:00 Cum 18:00 Pzt 18:00 Sal 18:00								
	<table><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Serum, Dondurulmuş</td><td>Jelli Tüp</td><td>1mL</td><td><0°C</td></tr></tbody></table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Serum, Dondurulmuş	Jelli Tüp	1mL	<0°C
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma					
Serum, Dondurulmuş	Jelli Tüp	1mL	<0°C						
Ek Bilgiler Aşırı hemolizli örnekler kabul edilmez.									

14	Hemoglobin, Plazma (serbest) Test Kodu : 8305101 - Laboratuvar Hizmetleri								
	Yöntem : FOTOMETRİ - Çalışma Günü : Pzt-Cmt 12:00 - Raporlama Tarihi : Pzt-Cmt 18:00								
	<table><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Plazma (Heparin)</td><td>Heparin-Yeşil Kapak</td><td>2mL</td><td>2-8°C</td></tr></tbody></table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Plazma (Heparin)	Heparin-Yeşil Kapak	2mL	2-8°C
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma					
Plazma (Heparin)	Heparin-Yeşil Kapak	2mL	2-8°C						

15

C1-Esteraz İnhibitör , Fonksiyonel

Test Kodu : **8616102** - Laboratuvar HizmetleriYöntem : **KOAGÜLOMETRİ** - Çalışma Günü : **Per 08:00** - Raporlama Tarihi : **Cum 18:00**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Plazma (Sitrat), Dondurulmuş	Sitrat-Mavi Kapak	0,5mL	<0°C