

Laboratuvar Test Değişiklikleri

(27.05.2024)

Test Kodu	Test adı	İsim Değişikliği	Yöntem Değişikliği	Çalışma/Raporlama Tarihi	Örnek ile İlgili Değişiklikler	Referans Aralık Değişiklikleri	Yeni Tanımlanan Testler		Pasiflenen Testler
							Internalize Testler	Externalize Testler	
1	C8779860	Toxoplasma gondii DNA (PCR), Amniyotik Sıvı						X	
2	C8780111	Toxoplasma gondii DNA (PCR), Biyopsi Materyali						X	
3	C8780113	Toxoplasma gondii DNA (PCR), İdrar						X	
4	C8780114	Toxoplasma gondii DNA (PCR), Kordon Kanı						X	
5	C8780115	Toxoplasma gondii DNA (PCR), Plazma						X	
6	C8780116	Toxoplasma gondii DNA (PCR), Serum						X	
7	C8780117	Toxoplasma gondii DNA (PCR), Tam Kan						X	
8	C8780148	Toxoplasma gondii DNA (PCR), Göz Sıvısı						X	
9	C8779801	Toxoplasma gondii DNA (PCR)							X
10	C8208501	Aldolaz	X X					X	
11	C8308001	Beta-Heksozaminidaz A		X					
12	C8265704	Arilsülfataz A, Lökosit		X					
13	C8265703	Beta-Galaktosidaz, Lökosit		X					
14	C8308002	Beta-Heksozaminidaz B		X					
15	C8265705	Sphingomyelinase, Leucocyte		X					
16	C8265708	Alfa-Galaktosidaz, Lökosit		X					

	Test kodu	Test adı	İsim Değişikliği	Yöntem Değişikliği	Çalışma/Raporlama Tarihi	Örnek ile ilgili Değişiklikler	Referans Aralık Değişiklikleri	Yeni Tanımlanan Testler	Internalize Testler	Externalize Testler	Yeniden Aktiflenen Testler	Pasiflenen Testler
17	C8296302	Beta-Glukosidaz, Lökosit		X								
18	C8265706	Galaktoserebrosidaz, Lökosit		X								
19	C8265711	Alfa-Glukosidaz, Lökosit	X	X								
20	C8265699	Alfa-mannosidaz, Lökosit		X								
21	C8265697	Alfa-İduronidaz , Lökosit		X								
22	C8265698	Alfa-Fukosidaz, Lökosit		X								

1	Toxoplasma gondii DNA (PCR), Amniyotik Sıvı Test Kodu : 8779860 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : PCR - Çalışma Günü : Pzt-Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : 1 hafta sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Amniyotik Sıvı	Biyolojik Sıvı Tüpü	2mL	2-8°C

2	<p>Toxoplasma gondii DNA (PCR), Biyopsi Materyali Test Kodu : 8780111 - Laboratuvar Hizmetleri</p> <p>Yöntem : PCR - Çalışma Günü : Pzt-Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : 1 hafta sonra</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Örnek Adı</th><th style="text-align: center;">Kap</th><th style="text-align: center;">Miktar</th><th style="text-align: center;">Taşıma</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Biyopsi Materyali</td><td>Plastik Kap</td><td></td><td>2-8°C</td></tr> </tbody> </table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Biyopsi Materyali	Plastik Kap		2-8°C
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma						
Biyopsi Materyali	Plastik Kap		2-8°C						

3	<p>Toxoplasma gondii DNA (PCR), İdrar Test Kodu : 8780113 - Laboratuvar Hizmetleri</p> <p>Yöntem : PCR - Çalışma Günü : Pzt-Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : 1 hafta sonra</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Örnek Adı</th><th style="text-align: center;">Kap</th><th style="text-align: center;">Miktar</th><th style="text-align: center;">Taşıma</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>İdrar</td><td>Steril Tüp</td><td>2mL</td><td>2-8°C</td></tr> </tbody> </table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	İdrar	Steril Tüp	2mL	2-8°C
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma						
İdrar	Steril Tüp	2mL	2-8°C						

4	<p>Toxoplasma gondii DNA (PCR), Kordon Kanı Test Kodu : 8780114 - Laboratuvar Hizmetleri</p> <p>Yöntem : PCR - Çalışma Günü : Pzt-Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : 1 hafta sonra</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Örnek Adı</th><th style="text-align: center;">Kap</th><th style="text-align: center;">Miktar</th><th style="text-align: center;">Taşıma</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kordon Kanı</td><td>EDTA-Mor Kapak</td><td>2mL</td><td>2-8°C</td></tr> </tbody> </table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Kordon Kanı	EDTA-Mor Kapak	2mL	2-8°C
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma						
Kordon Kanı	EDTA-Mor Kapak	2mL	2-8°C						

	Toxoplasma gondii DNA (PCR), Plazma Test Kodu : 8780115 - Laboratuvar Hizmetleri								
5	Yöntem : PCR - Çalışma Günü : Pzt-Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : 1 hafta sonra								
	<table> <thead> <tr> <th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plazma (EDTA)</td><td>EDTA-Mor Kapak</td><td>2mL</td><td>2-8°C</td></tr> </tbody> </table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Plazma (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	2mL	2-8°C
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma						
Plazma (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	2mL	2-8°C						

	Toxoplasma gondii DNA (PCR), Serum Test Kodu : 8780116 - Laboratuvar Hizmetleri								
6	Yöntem : PCR - Çalışma Günü : Pzt-Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : 1 hafta sonra								
	<table> <thead> <tr> <th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Serum</td><td>Jelli Tüp</td><td>2mL</td><td>2-8°C</td></tr> </tbody> </table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Serum	Jelli Tüp	2mL	2-8°C
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma						
Serum	Jelli Tüp	2mL	2-8°C						

	Toxoplasma gondii DNA (PCR), Tam Kan Test Kodu : 8780117 - Laboratuvar Hizmetleri								
7	Yöntem : PCR - Çalışma Günü : Pzt-Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : 1 hafta sonra								
	<table> <thead> <tr> <th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tam Kan (EDTA) (PCR)</td><td>EDTA-Mor Kapak</td><td>2mL</td><td>2-8°C</td></tr> </tbody> </table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Tam Kan (EDTA) (PCR)	EDTA-Mor Kapak	2mL	2-8°C
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma						
Tam Kan (EDTA) (PCR)	EDTA-Mor Kapak	2mL	2-8°C						

8	<p>Toxoplasma gondii DNA (PCR), Göz Sıvısı</p> <p>Test Kodu : 8780148 - Laboratuvar Hizmetleri</p> <p>Yöntem : PCR - Çalışma Günü : Pzt-Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : 1 hafta sonra</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 2px;">Örnek Adı</th><th style="text-align: center; padding: 2px;">Kap</th><th style="text-align: center; padding: 2px;">Miktar</th><th style="text-align: center; padding: 2px;">Taşıma</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">Intraokuler Sıvı</td><td style="padding: 2px;">Biyolojik Sıvı Tüpü</td><td style="padding: 2px;"></td><td style="padding: 2px;">2-8°C</td></tr> </tbody> </table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Intraokuler Sıvı	Biyolojik Sıvı Tüpü		2-8°C
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma						
Intraokuler Sıvı	Biyolojik Sıvı Tüpü		2-8°C						

10	<p>Aldolaz</p> <p>Test Kodu : 8208501 - Laboratuvar Hizmetleri</p> <p>Yöntem : FOTOMETRİ - Çalışma Günü : Sal 08:00 - Raporlama Tarihi : 1 hafta sonra</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 2px;">Örnek Adı</th><th style="text-align: center; padding: 2px;">Kap</th><th style="text-align: center; padding: 2px;">Miktar</th><th style="text-align: center; padding: 2px;">Taşıma</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">Serum</td><td style="padding: 2px;">Jelli Tüp</td><td style="padding: 2px;">1mL</td><td style="padding: 2px;">2-8°C</td></tr> </tbody> </table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma						
Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C						

11	<p>Beta-Heksozaminidaz A</p> <p>Test Kodu : 8308001 - Laboratuvar Hizmetleri</p> <p>Yöntem : FLUOROMETRİ - Çalışma Günü : Pzt 08:00 - Raporlama Tarihi : Cum 18:00</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 2px;">Örnek Adı</th><th style="text-align: center; padding: 2px;">Kap</th><th style="text-align: center; padding: 2px;">Miktar</th><th style="text-align: center; padding: 2px;">Taşıma</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">Plazma (EDTA)</td><td style="padding: 2px;">EDTA-Mor Kapak</td><td style="padding: 2px;">1mL</td><td style="padding: 2px;">2-8°C</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Plazma</td><td style="padding: 2px;">ACD-Sarı Kapak</td><td style="padding: 2px;">1mL</td><td style="padding: 2px;">2-8°C</td></tr> </tbody> </table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Plazma (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	1mL	2-8°C	Plazma	ACD-Sarı Kapak	1mL	2-8°C
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma										
Plazma (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	1mL	2-8°C										
Plazma	ACD-Sarı Kapak	1mL	2-8°C										

12	<p>Arilsülfataz A, Lökosit</p> <p>Test Kodu : 8265704 - Laboratuvar Hizmetleri</p> <p>Yöntem : FOTOMETRİ - Çalışma Günü : Pzt 08:00 - Raporlama Tarihi : Cum 18:00</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Örnek Adı</th><th style="text-align: center;">Kap</th><th style="text-align: center;">Miktar</th><th style="text-align: center;">Taşıma</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tam Kan (EDTA)</td><td>EDTA-Mor Kapak</td><td>10mL</td><td>2-8°C</td></tr> <tr> <td>Tam Kan (ACD)</td><td>ACD-Sarı Kapak</td><td>8mL</td><td>2-8°C</td></tr> </tbody> </table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	10mL	2-8°C	Tam Kan (ACD)	ACD-Sarı Kapak	8mL	2-8°C
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma										
Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	10mL	2-8°C										
Tam Kan (ACD)	ACD-Sarı Kapak	8mL	2-8°C										

13	<p>Beta Galaktosidaz,Lökosit</p> <p>Test Kodu : 8265703 - Laboratuvar Hizmetleri</p> <p>Yöntem : FLUOROMETRİ - Çalışma Günü : Pzt 08:00 - Raporlama Tarihi : Cum 18:00</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Örnek Adı</th><th style="text-align: center;">Kap</th><th style="text-align: center;">Miktar</th><th style="text-align: center;">Taşıma</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tam Kan (EDTA)</td><td>EDTA-Mor Kapak</td><td>20mL</td><td>2-8°C</td></tr> <tr> <td>Tam Kan (ACD)</td><td>ACD-Sarı Kapak</td><td>8mL</td><td>2-8°C</td></tr> </tbody> </table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	20mL	2-8°C	Tam Kan (ACD)	ACD-Sarı Kapak	8mL	2-8°C
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma										
Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	20mL	2-8°C										
Tam Kan (ACD)	ACD-Sarı Kapak	8mL	2-8°C										

14	<p>Beta-Heksozaminidaz B</p> <p>Test Kodu : 8308002 - Laboratuvar Hizmetleri</p> <p>Yöntem : FLUOROMETRİ - Çalışma Günü : Pzt 08:00 - Raporlama Tarihi : Cum 18:00</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Örnek Adı</th><th style="text-align: center;">Kap</th><th style="text-align: center;">Miktar</th><th style="text-align: center;">Taşıma</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tam Kan (EDTA)</td><td>EDTA-Mor Kapak</td><td>10mL</td><td>2-8°C</td></tr> <tr> <td>Tam Kan (ACD)</td><td>ACD-Sarı Kapak</td><td>8mL</td><td>2-8°C</td></tr> </tbody> </table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	10mL	2-8°C	Tam Kan (ACD)	ACD-Sarı Kapak	8mL	2-8°C
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma										
Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	10mL	2-8°C										
Tam Kan (ACD)	ACD-Sarı Kapak	8mL	2-8°C										

15	<p>Sfingomyelinaz, Lökosit</p> <p>Test Kodu : 8265705 - Laboratuvar Hizmetleri</p> <p>Yöntem : FLUOROMETRİ - Çalışma Günü : Pzt 08:00 - Raporlama Tarihi : Cum 18:00</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Örnek Adı</th><th style="text-align: center;">Kap</th><th style="text-align: center;">Miktar</th><th style="text-align: center;">Taşıma</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Tam Kan (EDTA)</td><td style="text-align: center;">EDTA-Mor Kapak</td><td style="text-align: center;">8mL</td><td style="text-align: center;">2-8°C</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">Tam Kan (ACD)</td><td style="text-align: center;">ACD-Sarı Kapak</td><td style="text-align: center;">8mL</td><td style="text-align: center;">2-8°C</td></tr> </tbody> </table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	8mL	2-8°C	Tam Kan (ACD)	ACD-Sarı Kapak	8mL	2-8°C
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma										
Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	8mL	2-8°C										
Tam Kan (ACD)	ACD-Sarı Kapak	8mL	2-8°C										

16	<p>Alfa-Galaktosidaz, Lökosit</p> <p>Test Kodu : 8265708 - Laboratuvar Hizmetleri</p> <p>Yöntem : FLUOROMETRİ - Çalışma Günü : Pzt 08:00 - Raporlama Tarihi : Cum 18:00</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Örnek Adı</th><th style="text-align: center;">Kap</th><th style="text-align: center;">Miktar</th><th style="text-align: center;">Taşıma</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Tam Kan (EDTA)</td><td style="text-align: center;">EDTA-Mor Kapak</td><td style="text-align: center;">8mL</td><td style="text-align: center;">2-8°C</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">Tam Kan (ACD)</td><td style="text-align: center;">ACD-Sarı Kapak</td><td style="text-align: center;">8mL</td><td style="text-align: center;">2-8°C</td></tr> </tbody> </table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	8mL	2-8°C	Tam Kan (ACD)	ACD-Sarı Kapak	8mL	2-8°C
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma										
Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	8mL	2-8°C										
Tam Kan (ACD)	ACD-Sarı Kapak	8mL	2-8°C										

17	<p>Beta-Glukosidaz, Lökosit</p> <p>Test Kodu : 8296302 - Laboratuvar Hizmetleri</p> <p>Yöntem : FLUOROMETRİ - Çalışma Günü : Pzt 08:00 - Raporlama Tarihi : Cum 18:00</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Örnek Adı</th><th style="text-align: center;">Kap</th><th style="text-align: center;">Miktar</th><th style="text-align: center;">Taşıma</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Tam Kan (EDTA)</td><td style="text-align: center;">EDTA-Mor Kapak</td><td style="text-align: center;">8mL</td><td style="text-align: center;">2-8°C</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">Tam Kan (ACD)</td><td style="text-align: center;">ACD-Sarı Kapak</td><td style="text-align: center;">8mL</td><td style="text-align: center;">2-8°C</td></tr> </tbody> </table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	8mL	2-8°C	Tam Kan (ACD)	ACD-Sarı Kapak	8mL	2-8°C
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma										
Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	8mL	2-8°C										
Tam Kan (ACD)	ACD-Sarı Kapak	8mL	2-8°C										

18	<p>Galaktoserebrosidaz, Lökosit</p> <p>Test Kodu : 8265706 - Laboratuvar Hizmetleri</p> <p>Yöntem : FLUOROMETRİ - Çalışma Günü : Pzt 08:00 - Raporlama Tarihi : Cum 18:00</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Örnek Adı</th><th style="text-align: center;">Kap</th><th style="text-align: center;">Miktar</th><th style="text-align: center;">Taşıma</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Tam Kan (EDTA)</td><td style="text-align: center;">EDTA-Mor Kapak</td><td style="text-align: center;">8mL</td><td style="text-align: center;">2-8°C</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">Tam Kan (ACD)</td><td style="text-align: center;">ACD-Sarı Kapak</td><td style="text-align: center;">8mL</td><td style="text-align: center;">2-8°C</td></tr> </tbody> </table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	8mL	2-8°C	Tam Kan (ACD)	ACD-Sarı Kapak	8mL	2-8°C
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma										
Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	8mL	2-8°C										
Tam Kan (ACD)	ACD-Sarı Kapak	8mL	2-8°C										

19	<p>Alfa-Glukosidaz, Lökosit</p> <p>Test Kodu : 8265711 - Laboratuvar Hizmetleri</p> <p>Yöntem : FLUOROMETRİ - Çalışma Günü : Pzt 08:00 - Raporlama Tarihi : Cum 18:00</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Örnek Adı</th><th style="text-align: center;">Kap</th><th style="text-align: center;">Miktar</th><th style="text-align: center;">Taşıma</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Tam Kan (EDTA)</td><td style="text-align: center;">EDTA-Mor Kapak</td><td style="text-align: center;">8mL</td><td style="text-align: center;">2-8°C</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">Tam Kan (ACD)</td><td style="text-align: center;">ACD-Sarı Kapak</td><td style="text-align: center;">8mL</td><td style="text-align: center;">2-8°C</td></tr> </tbody> </table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	8mL	2-8°C	Tam Kan (ACD)	ACD-Sarı Kapak	8mL	2-8°C
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma										
Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	8mL	2-8°C										
Tam Kan (ACD)	ACD-Sarı Kapak	8mL	2-8°C										

20	<p>Alfa-mannosidaz,Lökosit</p> <p>Test Kodu : 8265699 - Laboratuvar Hizmetleri</p> <p>Yöntem : FLUOROMETRİ - Çalışma Günü : Pzt 08:00 - Raporlama Tarihi : Cum 18:00</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Örnek Adı</th><th style="text-align: center;">Kap</th><th style="text-align: center;">Miktar</th><th style="text-align: center;">Taşıma</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Tam Kan (EDTA)</td><td style="text-align: center;">EDTA-Mor Kapak</td><td style="text-align: center;">20mL</td><td style="text-align: center;">2-8°C</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">Tam Kan (ACD)</td><td style="text-align: center;">ACD-Sarı Kapak</td><td style="text-align: center;">8mL</td><td style="text-align: center;">2-8°C</td></tr> </tbody> </table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	20mL	2-8°C	Tam Kan (ACD)	ACD-Sarı Kapak	8mL	2-8°C
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma										
Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	20mL	2-8°C										
Tam Kan (ACD)	ACD-Sarı Kapak	8mL	2-8°C										

21	<p>Alfa-Iduronidaz, Lökosit</p> <p>Test Kodu : 8265697 - Laboratuvar Hizmetleri</p> <p>Yöntem : FLUOROMETRİ - Çalışma Günü : Pzt 08:00 - Raporlama Tarihi : Cum 18:00</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Örnek Adı</th><th style="text-align: center;">Kap</th><th style="text-align: center;">Miktar</th><th style="text-align: center;">Taşıma</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Tam Kan (EDTA)</td><td style="text-align: center;">EDTA-Mor Kapak</td><td style="text-align: center;">20mL</td><td style="text-align: center;">2-8°C</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">Tam Kan (ACD)</td><td style="text-align: center;">ACD-Sarı Kapak</td><td style="text-align: center;">8mL</td><td style="text-align: center;">2-8°C</td></tr> </tbody> </table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	20mL	2-8°C	Tam Kan (ACD)	ACD-Sarı Kapak	8mL	2-8°C
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma										
Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	20mL	2-8°C										
Tam Kan (ACD)	ACD-Sarı Kapak	8mL	2-8°C										

22	<p>Alfa-Fukosidaz, Lökosit</p> <p>Test Kodu : 8265698 - Laboratuvar Hizmetleri</p> <p>Yöntem : FLUOROMETRİ - Çalışma Günü : Pzt 08:00 - Raporlama Tarihi : Cum 18:00</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Örnek Adı</th><th style="text-align: center;">Kap</th><th style="text-align: center;">Miktar</th><th style="text-align: center;">Taşıma</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Tam Kan (EDTA)</td><td style="text-align: center;">EDTA-Mor Kapak</td><td style="text-align: center;">20mL</td><td style="text-align: center;">2-8°C</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">Tam Kan (ACD)</td><td style="text-align: center;">ACD-Sarı Kapak</td><td style="text-align: center;">8mL</td><td style="text-align: center;">2-8°C</td></tr> </tbody> </table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	20mL	2-8°C	Tam Kan (ACD)	ACD-Sarı Kapak	8mL	2-8°C
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma										
Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	20mL	2-8°C										
Tam Kan (ACD)	ACD-Sarı Kapak	8mL	2-8°C										