



1	Histamin Test Kodu : 8308801 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : EİA - Çalışma Günü : Per 08:00 - Raporlama Tarihi : Pzt 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Plazma (EDTA), Dondurulmuş	EDTA-Mor Kapak	2mL	<0°C

2	Histamin/Kreatinin Oranı, Spot idrar Test Kodu : 8308804 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : EİA - Çalışma Günü : Per 08:00 - Raporlama Tarihi : Pzt 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Spot İdrar, Dondurulmuş	Plastik Kap	10mL	<0°C
Referans Aralıkları <				
Klinik Bilgileri >				
<p>Histamin, alerjik yanıtın bir aracıdır. Histamin salınımı kaşıntı, kızarma, kurdeşen, kusma, senkop ve hatta şoka neden olur. Ek olarak, mide kansinoidleri olan bazı hastalar yüksek konsantrasyonlarda histamin salgılayabilirler. Histamin intoleransı, vücuda besinlerle alınan ya da sentezlenen histaminin yeterince yıkılmaması sonucu vücutta birikmesi ile oluşur ve kişilerde alerjik reaksiyonları taklit eden çok sayıda semptomu neden olabilen bir sağlık sorunudur. Gıda yoluyla alınan histamini yıkan ana enzim diaminoksidaz (DAO) dır. Histamin dışarıdan alınan gıdalarla fazla alındığında vücutta eğer histaminin yıkımına yetecek miktarda DAO enzimi yoksa histamin intoleransı oluşabilir.</p>				

3

## Oligoklonal Band

Test Kodu : 8391601 - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : İEF - Çalışma Günü : Çar 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Pzt 18:00 Çar 18:00

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Serum ve BOS	Jelli Tüp ve BOS Tüpü	2mL	2-8°C

## Ek Bilgiler

## Serum ve BOS

Hemolizli serum örnekleri kabul edilmez.

5

## Bakır (Cu), İdrar (24 saat)

Test Kodu : 8252506 - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : AAS - Çalışma Günü : Sal 08:00 Per 08:00 - Raporlama Tarihi : Çar 18:00 Cum 18:00

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
24 Saatlik İdrar, (HCl ile)	24 Saatlik İdrar Kabı	10mL	2-8°C

## Referans Aralıkları

## Normal Değerler

Alt Değer	Üst Değer	Birim
9	71	ug/24 sa

6	Gıda İntolerans Testi, FOX Test Kodu : 8019704 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : - Çalışma Günü : <b>Çar 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>1 hafta sonra</b>			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Serum	Jelli Tüp	0,5mL	2-8°C
Klinik Bilgileri				
<p>FoodXplorer (FOX) gıda intolerans testi, 287 adet gıda ekstraktına ve moleküler gıda antijenlerine karşı eşzamanlı spesifikliG ölçümünü yapan ve raporlayan bir in vitro tanı testidir. FoodXplorer, serum veya plazma ile kullanıma uygundur. Sadece 10 mikrolitre serum veya plazma ile 13 gıda grubundan mevcut 287 gıda antijeni nano-boncuk teknolojisi ile aynı anda tespit ederek raporlanmaktadır. FoodXplorer (FOX) Gıda İntolerans Testi, doğru gıda seçimlerini yapmanıza yardımcı olarak daha kaliteli yaşamınıza ve daha iyi hissetmenize yardımcı olur.</p>				

7	Ekzom Sekanslama (WES, Trio) CNV Dahil Test Kodu : 8392673 - Genetik Tanı Testleri			
	Yöntem : <b>YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)</b> - Çalışma Günü : <b>Pzt-Cmt</b> - Raporlama Tarihi : <b>8 Hafta sonra</b>			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Tam Kan	EDTA-Mor Kapak	3mL	18-24°C
*Bu test için Genetik Onam Formu doldurulmalıdır.				