



1	<b>BOS kültürü</b> Test Kodu : 8707507 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : K/T/D - Çalışma Günü : Pzt-Cmt 12:00 - Raporlama Tarihi : 6 gün sonra 17:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	BOS	BOS Tüpü	0,3mL	18-24°C

2	<b>Chlamydia trachomatis Antijeni</b> Test Kodu : 8727001 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : İMMUNOASSAY - Çalışma Günü : Pzt-Cum 08:00 Cmt 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal-Cmt 18:00 Pzt 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Konjunktival Sürüntü	Dacron/ Rayon Swab		2-8°C
	İdrar	Plastik Kap	20mL	2-8°C
	Servikal Sürüntü	Dacron/ Rayon Swab		2-8°C
	Üretral Akıntı	Dacron/ Rayon Swab		2-8°C
Prostat sıvısı	Dacron/ Rayon Swab		2-8°C	

3	<b>Influenza Antijeni (A ve B)</b> Test Kodu : 8740001 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : İMMUNOASSAY - Çalışma Günü : Pzt-Cmt - Raporlama Tarihi : 2 saat sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Boğaz Sürüntüsü	Dacron/ Rayon Swab		2-8°C
	Burun Salgısı	Dacron/ Rayon Swab		2-8°C
	Nazofaringeal Aspirat	Dacron/ Rayon Swab		2-8°C
Nazofarinks Sürüntüsü	Dacron/ Rayon Swab		2-8°C	
Balgam	Plastik Kap		2-8°C	

4	<b>Boğaz Kültürü</b> Test Kodu : 8706001 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : K/T - Çalışma Günü : Pzt-Cmt 12:00 - Raporlama Tarihi : 2 gün sonra 17:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Boğaz Sürüntüsü	Jelli Swap		18-24°C

5	<b>Gonokok Kültürü</b> Test Kodu : 8708101 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : <b>K/T/D</b> - Çalışma Günü : <b>Pzt-Cmt 12:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>4 gün sonra 17:00</b>			
	<b>Örnek Adı</b>	<b>Kap</b>	<b>Miktar</b>	<b>Taşıma</b>
	Vajinal Akıntı	Jelli Swap		18-24°C
	Servikal Sürüntü	Jelli Swap		18-24°C
Üretral Akıntı	Jelli Swap		18-24°C	

6	<b>GSBL Pozitif/ Karbapenem Dirençli Organizma Aranması</b> Test Kodu : 8708147 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : <b>K/T/D</b> - Çalışma Günü : <b>Pzt-Cum 12:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>3 gün sonra 17:00</b>			
	<b>Örnek Adı</b>	<b>Kap</b>	<b>Miktar</b>	<b>Taşıma</b>
	Rektal Sürüntü	Jelli Swap		18-24°C
	Diğer	Laboratuvara danışınız		18-24°C
Orofarengeal Sürüntü	Jelli Swap		18-24°C	

7	<b>Legionella Kültürü</b> Test Kodu : 8708102 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : <b>KÜLTÜR</b> - Çalışma Günü : <b>Pzt-Cmt 12:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>7 gün sonra 17:00</b>			
	<b>Örnek Adı</b>	<b>Kap</b>	<b>Miktar</b>	<b>Taşıma</b>
	Steril İdrar	Plastik Kap	5mL	2-8°C
	Nazofarinks Sürüntüsü	Jelli Swap		2-8°C
	Bronkoalveoler Lavaj	Steril Tüp	2mL	2-8°C
	Transtrakeal Aspirat	Steril Tüp	2mL	2-8°C
	Doku	Steril Tüp		2-8°C
	Biyolojik Sıvı	Steril Tüp	2mL	2-8°C
	Balgam	Steril Tüp		2-8°C

## Mantar Kùltürü

Test Kodu : 8710201 - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : K/T/D - Çalışma Günü : Pzt-Cmt 12:00 - Raporlama Tarihi : 21 gün sonra 17:00

8

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Tırnak Kazıntısı	Plastik Kap		18-24°C
Steril İdrar	Plastik Kap		2-8°C
Boğaz Sürüntüsü	Jelli Swap		2-8°C
Deri Kazıntısı	Plastik Kap		18-24°C
Vaginal Akıntı	Jelli Swap		2-8°C
Saç Teli	Plastik Kap		18-24°C
Diğer	Laboratuvara danışınız		2-8°C
Tam Kan	Kùltür şişesi	10mL	18-24°C
Balgam	Plastik Kap		2-8°C
Periferik Kök Hücre	Steril cam tüp	1mL	18-24°C
Bronkoalveoler Lavaj	Biyolojik Sıvı Tüpü	1mL	2-8°C

Kültür, Aerob (Tüm Örnek Tipleri)  
Test Kodu : 8707501 - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : K/T/D - Çalışma Günü : Paz-Cmt 12:00 - Raporlama Tarihi : 6 gün sonra 17:00

9

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Deri Materyali	Laboratuvara danışınız		2-8°C
Ameliyat Materyali	Laboratuvara danışınız		2-8°C
Plevra Sıvısı	Biyojik Sıvı Tüpü	1mL	2-8°C
Biyojik Sıvı	Biyojik Sıvı Tüpü	1mL	2-8°C
Tınak Kazıntısı	Plastik Kap		2-8°C
Servikal Süntü	Biyojik Sıvı Tüpü		2-8°C
Kardosentez(Kordon Kanı)	Jelsiz Tüp		2-8°C
Perikardiyal Sıvı	Biyojik Sıvı Tüpü	1mL	2-8°C
Kulak Akıntısı	Biyojik Sıvı Tüpü		2-8°C
Doku	Plastik Kap		2-8°C
Rektal Süntü	Jelli Swap		2-8°C
Nazofarinks Süntüsü	Jelli Swap		2-8°C
Burun Salgısı	Jelli Swap		2-8°C
Üretral Akıntı	Jelli Swap		2-8°C
Periton Sıvısı	Biyojik Sıvı Tüpü	1mL	2-8°C
Göbek Kordonu	Plastik Kap		2-8°C
Mide Sıvısı	Biyojik Sıvı Tüpü	1mL	2-8°C
Göz Salgısı	Biyojik Sıvı Tüpü	0,5mL	2-8°C
Biyopsi Materyali	Plastik Kap		2-8°C
Eklemler Sıvısı	Biyojik Sıvı Tüpü	1mL	2-8°C
Diğer	Laboratuvara danışınız		2-8°C
Kist Sıvısı	Steril Tüp		2-8°C
Kemik İliği	Biyojik Sıvı Tüpü		2-8°C
Vulva	Jelli Swap		2-8°C
Prostat sıvısı	Biyojik Sıvı Tüpü		2-8°C

10

## Gizli kan, Gaita

Test Kodu : 8227001 - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : İMMUNOKROMATOĞRAFİ - Çalışma Günü : Pzt-Cmt 12:00 - Raporlama Tarihi : Pzt-Cmt 18:00

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Gaita	Plastik Kap	1gr	2-8°C

## Ek Bilgiler

## Gaita

Zorunlu durumlar dışında testten 1 hafta öncesinden itibaren, aspirin veya diğer anti-romatizmal ilaçlar, ağrı kesiciler, ateş düşürücüler alınmamalı veya hekiminin bu durumdan haberi olmalıdır. Testten 2 gün öncesinden itibaren supozituar (fitil) ilaçlar kullanılmamalıdır. Testi yaptıracak kişi adet dönemindeyse, idrarından kan geliyorsa, kanayan hemoroidi veya anal fissürü varsa ve dışkı yaparken zorluk çekiyorsa laboratuvarı bilgilendirmeli, mümkünse bu durumlar geçtikten sonra testi yaptırmalıdır. Örnekler 2 saat oda ısısında, 3 gün 2-8°C de saklanabilir.

11

## Galaktoz, Serbest

Test Kodu : 8276001 - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : FOTOMETRİ - Çalışma Günü : Sal 08:00 - Raporlama Tarihi : 2 hafta sonra

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Kapiller Kan	Filtre Kağıdı		18-24°C