

# Laboratuvar Test Değişiklikleri

(17.11.2025)

|    | Test kodu | Test adı                                                | İsim Değişikliği | Yöntem Değişikliği | Çalışma/Raporlama Tarihi | Örnek ile ilgili Değişiklikler | Referans Aralık Değişiklikleri | Ek Bilgilerde Güncelleme | Yeni Tanımlanan Testler | Internalize Testler | Yeniden Aktiflenen Testler | Pasiflenen Testler |
|----|-----------|---------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|
| 1  | C8666803  | Francisella tularensis (Tularemi) Antikoru, IgM         |                  |                    |                          |                                |                                |                          | X                       |                     |                            |                    |
| 2  | C8684906  | Schistosoma Antikoru                                    |                  | X                  |                          | X                              |                                |                          |                         |                     | X                          |                    |
| 3  | C8674701  | Parvovirus B19 Antikoru, IgG                            |                  | X                  |                          |                                |                                |                          |                         |                     |                            |                    |
| 4  | C8674702  | Parvovirus B19 Antikoru, IgM                            |                  | X                  |                          |                                |                                |                          |                         |                     |                            |                    |
| 5  | C8660906  | Borrelia burgdorferi Antikoru, IgG (Lyme hastalığı)     |                  | X                  |                          |                                |                                |                          |                         |                     |                            |                    |
| 6  | C8661802  | Borrelia burgdorferi Antikoru, IgM (Lyme hastalığı)     |                  | X                  |                          |                                |                                |                          |                         |                     |                            |                    |
| 7  | C8662205  | Brucella Antikoru, IgG                                  |                  | X                  |                          |                                |                                |                          |                         |                     |                            |                    |
| 8  | C8662204  | Brucella Antikoru, IgM                                  |                  | X                  |                          |                                |                                |                          |                         |                     |                            |                    |
| 9  | C8019703  | ALEX3, Multiplex Kapsamlı Alerji Paneli (300 Parametre) | X                |                    |                          |                                |                                |                          |                         |                     |                            |                    |
| 10 | C8749108  | Enterik Panel                                           |                  |                    | X                        |                                |                                |                          |                         |                     |                            |                    |
| 11 | C8352022  | TNF-Alfa                                                |                  | X                  |                          |                                | X                              |                          |                         |                     |                            |                    |
| 12 | C8749157  | Phenome Mikrobiyota (Metagenom)                         | X                |                    |                          |                                |                                |                          |                         |                     |                            |                    |
| 13 | C8208804  | Aldosteron/Plazma Renin Aktivitesi (PRA) Oranı          |                  |                    |                          | X                              |                                | X                        |                         |                     |                            |                    |
| 14 | C8233001  | Kalsiyum, İyonize                                       |                  |                    |                          |                                |                                |                          |                         |                     |                            | X                  |
| 15 | C8424401  | Renin, Direkt (Aktif Renin)                             |                  |                    |                          |                                | X                              |                          |                         |                     |                            |                    |
| 16 | C8557602  | Trombosit Fonksiyon Testleri, LTA                       |                  |                    |                          |                                |                                |                          |                         |                     | X                          |                    |
| 17 | C8684910  | İnterferon Gamma                                        |                  | X                  |                          |                                | X                              |                          |                         |                     |                            |                    |

|   |                                                                                                 |           |        |        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 1 | Francisella tularensis (Tularemî) Antikoru, IgM<br>Test Kodu : 8666803 - Laboratuvar Hizmetleri |           |        |        |
|   | Yöntem : ELISA - Çalışma Günü : Sal 08:00 Per 08:00 - Raporlama Tarihi : 7 gün sonra            |           |        |        |
|   | Örnek Adı                                                                                       | Kap       | Miktar | Taşıma |
|   | Serum                                                                                           | Jelli Tüp | 1mL    | 2-8°C  |

|   |                                                                                 |           |        |        |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 2 | Schistosoma Antikoru<br>Test Kodu : 8684906 - Laboratuvar Hizmetleri            |           |        |        |
|   | Yöntem : IHA/ IFT - Çalışma Günü : Sal 08:00 - Raporlama Tarihi : 2 hafta sonra |           |        |        |
|   | Örnek Adı                                                                       | Kap       | Miktar | Taşıma |
|   | Serum, Dondurulmuş                                                              | Jelli Tüp | 1mL    | <0°C   |

|   |                                                                                                                      |           |        |        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 3 | Parvovirus B19 Antikoru, IgG<br>Test Kodu : 8674701 - Laboratuvar Hizmetleri                                         |           |        |        |
|   | Yöntem : EIA, CLIA - Çalışma Günü : Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal 18:00 Per 18:00 Pzt 18:00 |           |        |        |
|   | Örnek Adı                                                                                                            | Kap       | Miktar | Taşıma |
|   | Serum                                                                                                                | Jelli Tüp | 1mL    | 2-8°C  |

|   |                                                                                                                      |           |        |        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 4 | Parvovirus B19 Antikoru, IgM<br>Test Kodu : 8674702 - Laboratuvar Hizmetleri                                         |           |        |        |
|   | Yöntem : EIA, CLIA - Çalışma Günü : Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal 18:00 Per 18:00 Pzt 18:00 |           |        |        |
|   | Örnek Adı                                                                                                            | Kap       | Miktar | Taşıma |
|   | Serum                                                                                                                | Jelli Tüp | 1mL    | 2-8°C  |

|   |                                                                                                                                           |           |        |        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 5 | <b>Borrelia burgdorferi Antikoru, IgG (Lyme hastalığı)</b><br>Test Kodu : <b>8660906</b> - Laboratuvar Hizmetleri                         |           |        |        |
|   | Yöntem : <b>EIA, CLIA</b> - Çalışma Günü : <b>Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>Sal 18:00 Per 18:00 Pzt 18:00</b> |           |        |        |
|   | Örnek Adı                                                                                                                                 | Kap       | Miktar | Taşıma |
|   | Serum                                                                                                                                     | Jelli Tüp | 1mL    | 2-8°C  |

|   |                                                                                                                                           |           |        |        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 6 | <b>Borrelia burgdorferi Antikoru, IgM (Lyme hastalığı)</b><br>Test Kodu : <b>8661802</b> - Laboratuvar Hizmetleri                         |           |        |        |
|   | Yöntem : <b>EIA, CLIA</b> - Çalışma Günü : <b>Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>Sal 18:00 Per 18:00 Pzt 18:00</b> |           |        |        |
|   | Örnek Adı                                                                                                                                 | Kap       | Miktar | Taşıma |
|   | Serum                                                                                                                                     | Jelli Tüp | 1mL    | 2-8°C  |

|   |                                                                                                                       |           |        |        |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 7 | <b>Brucella Antikoru, IgG</b><br>Test Kodu : <b>8662205</b> - Laboratuvar Hizmetleri                                  |           |        |        |
|   | Yöntem : <b>EIA, CLIA</b> - Çalışma Günü : <b>Sal 08:00 Cum 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>Çar 18:00 Pzt 18:00</b> |           |        |        |
|   | Örnek Adı                                                                                                             | Kap       | Miktar | Taşıma |
|   | Serum                                                                                                                 | Jelli Tüp | 1mL    | 2-8°C  |

|   |                                                                                                                       |           |        |        |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 8 | <b>Brucella Antikoru, IgM</b><br>Test Kodu : <b>8662204</b> - Laboratuvar Hizmetleri                                  |           |        |        |
|   | Yöntem : <b>EIA, CLIA</b> - Çalışma Günü : <b>Sal 08:00 Cum 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>Çar 18:00 Pzt 18:00</b> |           |        |        |
|   | Örnek Adı                                                                                                             | Kap       | Miktar | Taşıma |
|   | Serum                                                                                                                 | Jelli Tüp | 1mL    | 2-8°C  |

|   |                                                                                                                |           |        |        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 9 | <b>ALEX3, Multiplex Kapsamlı Alerji Paneli (300 Parametre)</b><br>Test Kodu : 8019703 - Laboratuvar Hizmetleri |           |        |        |
|   | Yöntem : EIA - Çalışma Günü : Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Pzt 18:00                                         |           |        |        |
|   | Örnek Adı                                                                                                      | Kap       | Miktar | Taşıma |
|   | Serum                                                                                                          | Jelli Tüp | 0,5mL  | 2-8°C  |

|    |                                                                                                              |             |        |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|
| 10 | <b>Enterik Panel</b><br>Test Kodu : 8749108 - Laboratuvar Hizmetleri                                         |             |        |        |
|    | Yöntem : REAL TIME PCR - Çalışma Günü : Pzt-Cum 08:00 Cmt 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal-Cmt 18:00 Cmt 18:00 |             |        |        |
|    | Örnek Adı                                                                                                    | Kap         | Miktar | Taşıma |
|    | Gaita                                                                                                        | Plastik Kap | 1gr    | 2-8°C  |

|    |                                                                             |           |        |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 11 | <b>TNF-Alfa</b><br>Test Kodu : 8352022 - Laboratuvar Hizmetleri             |           |        |        |
|    | Yöntem : CLIA - Çalışma Günü : Sal 08:00 - Raporlama Tarihi : 1 hafta sonra |           |        |        |
|    | Örnek Adı                                                                   | Kap       | Miktar | Taşıma |
|    | Serum, Dondurulmuş                                                          | Jelli Tüp | 1mL    | <0°C   |
|    | Referans Aralıkları                                                         |           |        | ▼      |
|    | Normal Değerler                                                             |           |        |        |
|    | Alt Değer                                                                   |           | Birim  |        |
|    | <13.7                                                                       |           | pg/mL  |        |

|    |                                                                                                |                         |        |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|---------|
| 12 | <b>Phenome Mikrobiyota (Metagenom)</b><br>Test Kodu : 8749157 - Laboratuvar Hizmetleri         |                         |        |         |
|    | Yöntem : YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS) - Çalışma Günü : Pzt-Cum - Raporlama Tarihi : 5-6 hafta |                         |        |         |
|    | Örnek Adı                                                                                      | Kap                     | Miktar | Taşıma  |
|    | Laboratuvara Danışınız                                                                         | Özel Örnek Toplama Kabı |        | 18-24°C |

|    |                                                                         |                |        |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| 13 | Aldosteron/Plazma Renin Aktivitesi (PRA) Oranı                          |                |        |        |
|    | Test Kodu : 8208804 - Laboratuvar Hizmetleri                            |                |        |        |
|    | Yöntem : CLIA - Çalışma Günü : Sal 12:00 - Raporlama Tarihi : Cum 18:00 |                |        |        |
|    | Örnek Adı                                                               | Kap            | Miktar | Taşıma |
|    | Plazma (EDTA), Dondurulmuş                                              | EDTA-Mor Kapak | 2mL    | <0°C   |

Ek Bilgiler

**Plazma (EDTA), Dondurulmuş**  
Plazma örneği en az iki ayrı tüpe bölünerek dondurulmalıdır.

|    |                                                                                                                 |                |        |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| 15 | Renin, Direkt (Aktif Renin)                                                                                     |                |        |        |
|    | Test Kodu : 8424401 - Laboratuvar Hizmetleri                                                                    |                |        |        |
|    | Yöntem : CLIA - Çalışma Günü : Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal 18:00 Per 18:00 Pzt 18:00 |                |        |        |
|    | Örnek Adı                                                                                                       | Kap            | Miktar | Taşıma |
|    | Plazma (EDTA), Dondurulmuş                                                                                      | EDTA-Mor Kapak | 1mL    | <0°C   |

Referans Aralıkları

| Özel Değerler |           |           |        |
|---------------|-----------|-----------|--------|
| Açıklama      | Alt Değer | Üst Değer | Birim  |
| Ayakta        | 5.3       | 99.1      | uIU/mL |
| Yatarak       | 4.2       | 59.7      | uIU/mL |

|    |                                                                                                    |                   |        |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------|
| 16 | Trombosit Fonksiyon Testleri, LTA                                                                  |                   |        |         |
|    | Test Kodu : 8557602 - Laboratuvar Hizmetleri                                                       |                   |        |         |
|    | Yöntem : LTA - Çalışma Günü : Pzt-Cum 16:00 Cmt 12:00 - Raporlama Tarihi : Sal-Cmt 18:00 Pzt 18:00 |                   |        |         |
|    | Örnek Adı                                                                                          | Kap               | Miktar | Taşıma  |
|    | Tam Kan (Sitrat)                                                                                   | Sitrat-Mavi Kapak | 6mL    | 18-24°C |

17

## İnterferon Gamma

Test Kodu : 8684910 - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : ELISA - Çalışma Günü : Sal 08:00 - Raporlama Tarihi : 1 hafta sonra

| Örnek Adı          | Kap       | Miktar | Taşıma |
|--------------------|-----------|--------|--------|
| Serum, Dondurulmuş | Jelli Tüp | 2mL    | <0°C   |

## Referans Aralıkları



| Normal Değerler |       |
|-----------------|-------|
| Alt Değer       | Birim |
| <0.9            | IU/mL |