

Laboratuvar Test Deęişiklikleri

(06.01.2025)

	Test kodu	Test adı	İsim Deęişiklięi	Yöntem Deęişiklięi	Çalıřma/Raporlama Tarihi	Örnek ile ilgili Deęişiklikler	Referans Aralık Deęişiklikleri	Ek Bilgilerde Güncelleme	Yeni Tanımlanan Testler	Externalize Testler	Yeniden Aktiflenen Testler	Pasiflenen Testler
1	C8780005	HPV DNA, Tarama Testi (PCR), İdrar										X
2	C8780009	HPV DNA Tiplendirme (PCR), İdrar										X
3	C8818099	HPV DNA Tiplendirme (PCR), Konsantre İdrar				X						
4	C8818100	HPV DNA, Tarama Testi (PCR), Konsantre İdrar				X						
5	C8554001	Lökosit Alkalen Fosfataz Boyası								X	X	
6	C8710201	Mantar Kültürü						X				
7	C8226102	Biyotinidaz, Tarama Testi			X							
8	C8295107	Glukoz Tolerans Testi, Hamileler İçin, 50 gr (OGTT)	X									
9	C8237303	Congenital Glycosylation Disorder (CDG-transferrin)		X				X				

3	HPV DNA Tiplendirme (PCR), Konsantre İdrar Test Kodu : 8818099 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : PCR - Çalışma Günü : Pzt-Cum 12:00 - Raporlama Tarihi : 7 gün sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	İdrar	Steril Tüp	30mL	2-8°C

4	HPV DNA, Tarama Testi (PCR), Konsantre İdrar Test Kodu : 8818100 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : PCR - Çalışma Günü : Pzt-Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : 7 gün sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	İdrar	Steril Tüp	30mL	2-8°C

5	Lökosit Alkalin Fosfataz Boyası Test Kodu : 8554001 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : MİKROSKOPİ - Çalışma Günü : Pzt-Per 08:00 Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : 1 hafta sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Tam Kan (Heparin)	Heparin-Yeşil Kapak	5mL	18-24°C
	Ek Bilgiler			▼
	Örnek 8 saat içinde periferik yayma şeklinde yayılmalı ve yayma heparinli kan örneği ile birlikte gönderilmelidir.			

Mantar Kültürü

Test Kodu : **8710201** - Laboratuvar Hizmetleri

6

Yöntem : **K/T/D** - Çalışma Günü : **Pzt-Cmt 12:00** - Raporlama Tarihi : **21 gün sonra 17:00**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Tırnak Kazıntısı	Plastik Kap		18-24°C
Steril İdrar	Plastik Kap		2-8°C
Boğaz Sürüntüsü	Jelli Swap		2-8°C
Tam Kan	Kültür şişesi	10mL	18-24°C
Deri Kazıntısı	Plastik Kap		18-24°C
Vajinal Akıntı	Jelli Swap		2-8°C
Saç Teli	Plastik Kap		18-24°C
Diğer	Laboratuvara danışınız		2-8°C
Balgam	Plastik Kap		2-8°C
Periferik Kök Hücre	Steril cam tüp	1mL	18-24°C
Bronkoalveoler Lavaj	Biyolojik Sıvı Tüpü	1mL	2-8°C

Ek Bilgiler

Vajinal, boğaz ve dışkı örnekleri mantar kültürü olarak istenseler de mayalar açısından incelenirler. BOS eğer 8 saat içerisinde transport edilemeyecekse 35 °C de bekletilmelidir. Steril olmayan ya da sızdıran kaplar kullanılması uygun değildir. Kültürde maya üremesi olursa otomatize cihazlar yardımıyla identifikasyon ve antifungal duyarlılık testleri çalışılmaktadır. Örnekler 18-24°C'de 72 saat stabildir. Buzdolabına konmuş ya da donmuş örnekler uygun değildir. Kan kültür şişesi olarak BACT/ALERT FN Plus Anaerobic, BACT/ALERT PF Plus Aerobic Pediatric, BACT/ALERT FA Plus Aerobic kullanılmalıdır. Kan kültür örnekleri ateşin yükselmeye başladığı dönemde alınmalıdır. Aynı gün içinde farklı olarak 2 kez kan kültürü alınır ise kültürde mikroorganizma üretilme olasılığı artar.

Biyotinidaz, Tarama Testi


Test Kodu : **8226102** - Laboratuvar Hizmetleri

7

Yöntem : **FOTOMETRİ** - Çalışma Günü : **Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00** - Raporlama Tarihi : **Çar 18:00 Cum 18:00 Pzt 18:00**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Kapiller Kan	Filtre Kağıdı		18-24°C

8	Glukoz Tolerans Testi, Hamileler İçin, 50 gr (OGTT)			
	Test Kodu : 8295107 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : FOTOMETRİ - Çalışma Günü : Pzt-Cmt 12:00 - Raporlama Tarihi : Pzt-Cmt 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Form	-		
Serum	Jelli Tüp	0,5mL	2-8°C	
Plazma (NaF)	Florür-Gri Kapak	0,5mL	2-8°C	

9	Congenital Glycosylation Disorder (CDG-transferrin)			
	Test Kodu : 8237303 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : Affinity Chromatography-Mass Spectrometry (MS) - Çalışma Günü : Sal 08:00 - Raporlama Tarihi : 1 ay sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Serum, Dondurulmuş	Jelli Tüp	2mL	<0°C	
Ek Bilgiler 				
Testin hangi amaçla istendiğini mutlaka belirtiniz. Önceden CDG tanısı konulmuş ve klinik takibi yapılmak isteniyor ise lütfen belirtiniz.				