

39	C8415510	Beta-trace Protein			X								
40	C8925631	Akut Gastroenterit Paneli	X										

17	SMA Sessiz Taşıyıcılık Analizi			
	Test Kodu : 8392804 - Genetik Tanı Testleri			
	Yöntem : MLPA - Çalışma Günü : Pzt-Cmt - Raporlama Tarihi : 4 hafta			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Tam Kan	EDTA-Mor Kapak	3mL	18-24°C	
*Bu test için Genetik Onam Formu doldurulmalıdır.				

18	Optik Haritalama Testi			
	Test Kodu : 8392806 - Genetik Tanı Testleri			
	Yöntem : - Çalışma Günü : Pzt-Cmt - Raporlama Tarihi : 3 hafta			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Tam Kan	Özel Kit		18-24°C	
*Bu test için Genetik Onam Formu doldurulmalıdır.				

19	FISH_FGFR1 Yeniden Düzenlenmeleri			
	Test Kodu : 8392817 - Genetik Tanı Testleri			
	Yöntem : FISH - Çalışma Günü : Pzt-Cmt - Raporlama Tarihi : 7 gün			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Tam Kan	Heparin-Yeşil Kapak	3mL	18-24°C	
Kemik iliği	Heparin-Yeşil Kapak	3mL	18-24°C	
*Bu test için Genetik Onam Formu doldurulmalıdır.				

20	Kantitatif PCR ile Delesyon-Duplikasyon Analizi			
	Test Kodu : 8392818 - Genetik Tanı Testleri			
	Yöntem : MLPA - Çalışma Günü : Pzt-Cmt - Raporlama Tarihi : 8 hafta			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Tam Kan	EDTA-Mor Kapak	3ml	18-24°C	
*Bu test için Genetik Onam Formu doldurulmalıdır.				

21	Hemofagositik Sendrom Paneli			
	Test Kodu : 8392826 - Genetik Tanı Testleri			
	Yöntem : YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS) - Çalışma Günü : Pzt-Cmt - Raporlama Tarihi : 8 hafta			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Tam Kan	EDTA-Mor Kapak	3mL	18-24°C	
*Bu test için Genetik Onam Formu doldurulmalıdır.				

22

Konjenital Nötropeni PaneliTest Kodu : **8392819** - Genetik Tanı TestleriYöntem : **YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)** - Çalışma Günü : **Pzt-Cmt** - Raporlama Tarihi : **8 hafta**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Tam Kan	EDTA-Mor Kapak	3mL	18-24°C

*Bu test için Genetik Onam Formu doldurulmalıdır.

23

Mukopolisakkaridoz PaneliTest Kodu : **8392820** - Genetik Tanı TestleriYöntem : **YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)** - Çalışma Günü : **Pzt-Cmt** - Raporlama Tarihi : **8 hafta**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Tam Kan	EDTA-Mor Kapak	3mL	18-24°C

*Bu test için Genetik Onam Formu doldurulmalıdır.

24

Noonan Sendromu Paneli/RASopati PaneliTest Kodu : **8392821** - Genetik Tanı TestleriYöntem : **YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)** - Çalışma Günü : **Pzt-Cmt** - Raporlama Tarihi : **8 hafta**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Tam Kan	EDTA-Mor Kapak	3mL	18-24°C

*Bu test için Genetik Onam Formu doldurulmalıdır.

25

Otoinflamatuvar Hastalıklar PaneliTest Kodu : **8392822** - Genetik Tanı TestleriYöntem : **YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)** - Çalışma Günü : **Pzt-Cmt** - Raporlama Tarihi : **8 hafta**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Tam Kan	EDTA-Mor Kapak	3mL	18-24°C

*Bu test için Genetik Onam Formu doldurulmalıdır.

26

Primer Pulmoner Hipertansiyon PaneliTest Kodu : **8392823** - Genetik Tanı TestleriYöntem : **YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)** - Çalışma Günü : **Pzt-Cmt** - Raporlama Tarihi : **8 hafta**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Tam Kan	EDTA-Mor Kapak	3mL	18-24°C

*Bu test için Genetik Onam Formu doldurulmalıdır.

27

Sürfaktan Defekti PaneliTest Kodu : **8392824** - Genetik Tanı TestleriYöntem : **YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)** - Çalışma Günü : **Pzt-Cmt** - Raporlama Tarihi : **8 hafta**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Tam Kan	EDTA-Mor Kapak	3mL	18-24°C

*Bu test için Genetik Onam Formu doldurulmalıdır.

28	Uzun QT Sendromu Paneli			
	Test Kodu : 8392825 - Genetik Tanı Testleri			
	Yöntem : YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS) - Çalışma Günü : Pzt-Cmt - Raporlama Tarihi : 8 hafta			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Tam Kan	EDTA-Mor Kapak	3mL	18-24°C	
*Bu test için Genetik Onam Formu doldurulmalıdır.				

29	Dörtlü Taşıyıcılık Paneli (SMA, Frajil X, DMD ve Kistik Fibrozis 50 Mutasyon)			
	Test Kodu : 8392830 - Genetik Tanı Testleri			
	Yöntem : FRAGMAN ANALİZİ - Çalışma Günü : Pzt-Cmt - Raporlama Tarihi : 4 hafta sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Tam Kan	EDTA-Mor Kapak	3mL	18-24°C	
*Bu test için Genetik Onam Formu doldurulmalıdır.				

30	AcıbademNIPT (10 Kromozom)			
	Test Kodu : 8392813 - Genetik Tanı Testleri			
	Yöntem : YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS) - Çalışma Günü : Pzt-Cmt - Raporlama Tarihi : 10 gün sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Tam Kan	Özel Kit	10mL	18-24°C	
*Bu test için Genetik Onam Formu doldurulmalıdır.				

31

Acıbadem NIPT PLUS (Tüm Kromozomlar)

Test Kodu : **8392814** - Genetik Tanı TestleriYöntem : **YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)** - Çalışma Günü : **Pzt-Cmt** - Raporlama Tarihi : **10 gün sonra**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Tam Kan	Özel Kit	10mL	18-24°C

*Bu test için Genetik Onam Formu doldurulmalıdır.

32

Acıbadem NIPT Premium (10 Kromozom) + Di George

Test Kodu : **8392815** - Genetik Tanı TestleriYöntem : **YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)** - Çalışma Günü : **Pzt-Cmt** - Raporlama Tarihi : **10 gün sonra**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Tam Kan	Özel Kit	20mL	18-24°C

*Bu test için Genetik Onam Formu doldurulmalıdır.

33

Acıbadem NIPT Premium PLUS (Tüm Kromozomlar) + Di George

Test Kodu : **8392816** - Genetik Tanı TestleriYöntem : **YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)** - Çalışma Günü : **Pzt-Cmt** - Raporlama Tarihi : **10 gün sonra**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Tam Kan	Özel Kit	20mL	18-24°C

*Bu test için Genetik Onam Formu doldurulmalıdır.

34

SHOX Geni Delesyon Duplikasyon Analizi

Test Kodu : 8392831 - Genetik Tanı Testleri

Yöntem : MLPA - Çalışma Günü : Pzt-Cmt - Raporlama Tarihi : 4 hafta

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Tam Kan	EDTA-Mor Kapak	3mL	18-24°C

*Bu test için Genetik Onam Formu doldurulmalıdır.

35

UPD7-UPD14 MLPA ile Metilasyon Analizi

Test Kodu : 8392832 - Genetik Tanı Testleri

Yöntem : MLPA - Çalışma Günü : Pzt-Cmt - Raporlama Tarihi : 4 hafta

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Tam Kan	EDTA-Mor Kapak	3mL	18-24°C

*Bu test için Genetik Onam Formu doldurulmalıdır.

36

Hemakromatosis HFE Geni Dizi Analizi

Test Kodu : 8392833 - Genetik Tanı Testleri

Yöntem : DNA DİZİ ANALİZİ - Çalışma Günü : Pzt-Cmt - Raporlama Tarihi : 3 hafta

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Tam Kan	EDTA-Mor Kapak	3mL	18-24°C

*Bu test için Genetik Onam Formu doldurulmalıdır.

37	Genital Dar Panel, Erkek Test Kodu : 8925623 - Laboratuvar Hizmetleri																
	Yöntem : - Çalışma Günü : Pzt-Cum 12:00 - Raporlama Tarihi : 4 gün sonra 17:00																
	<table border="1"><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Servikal Sürüntü</td><td>Nucliswab</td><td></td><td>2-8°C</td></tr><tr><td>Spot İdrar</td><td>Steril Tüp</td><td>2mL</td><td>2-8°C</td></tr><tr><td>Üretral Akıntı</td><td>Nucliswab</td><td></td><td>2-8°C</td></tr></tbody></table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Servikal Sürüntü	Nucliswab		2-8°C	Spot İdrar	Steril Tüp	2mL	2-8°C	Üretral Akıntı	Nucliswab		2-8°C
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma													
	Servikal Sürüntü	Nucliswab		2-8°C													
Spot İdrar	Steril Tüp	2mL	2-8°C														
Üretral Akıntı	Nucliswab		2-8°C														
Ek Bilgiler																	
Panel İçeriğinde; Chlamydia trachomatis DNA (PCR), Ureaplasma/Mycoplasma Kültürü, Üretral Akıntı Kültürü yer almaktadır. Test panelinde tanımlı tüm örnek türleri gereklidir.																	

38	Genital Dar Panel, Kadın Test Kodu : 8925621 - Laboratuvar Hizmetleri																
	Yöntem : - Çalışma Günü : Pzt-Cum 12:00 - Raporlama Tarihi : 4 gün sonra 17:00																
	<table border="1"><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Üretral Akıntı</td><td>Nucliswab</td><td></td><td>2-8°C</td></tr><tr><td>Spot İdrar</td><td>Steril Tüp</td><td>2ml</td><td>2-8°C</td></tr><tr><td>Servikal Sürüntü</td><td>Nucliswab</td><td></td><td>2-8°C</td></tr></tbody></table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Üretral Akıntı	Nucliswab		2-8°C	Spot İdrar	Steril Tüp	2ml	2-8°C	Servikal Sürüntü	Nucliswab		2-8°C
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma													
	Üretral Akıntı	Nucliswab		2-8°C													
Spot İdrar	Steril Tüp	2ml	2-8°C														
Servikal Sürüntü	Nucliswab		2-8°C														
Ek Bilgiler																	
Panel İçeriğinde; Chlamydia trachomatis DNA (PCR), Gonokok Kültürü, Ureaplasma/Mycoplasma Kültürü, Vajinal Kültür yer almaktadır. Test panelinde tanımlı tüm örnek türleri gereklidir.																	

39	Beta-trace Protein Test Kodu : 8415510 - Laboratuvar Hizmetleri							
	Yöntem : NEFELOMETRİ - Çalışma Günü : Pzt-Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Pzt-Cum 18:00							
	<table border="1"><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Biyolojik Sıvı</td><td>Biyolojik Sıvı Tüpü</td><td>0,5mL</td><td>2-8°C</td></tr></tbody></table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Biyolojik Sıvı	Biyolojik Sıvı Tüpü	0,5mL
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma					
Biyolojik Sıvı	Biyolojik Sıvı Tüpü	0,5mL	2-8°C					

40**Akut Gastroenterit Paneli**Test Kodu : **8925631** - Laboratuvar HizmetleriYöntem : - Çalışma Günü : **Pzt-Cmt 12:00** - Raporlama Tarihi : **3 gün sonra 17:00**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Gaita	Plastik Kap	10gr	2-8°C