



1	<b>Piruvat, BOS</b> Test Kodu : <b>8421002</b> - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : <b>ENZİMATİK</b> - Çalışma Günü : <b>Sal 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>1 hafta sonra</b>			
	<b>Örnek Adı</b>	<b>Kap</b>	<b>Miktar</b>	<b>Taşıma</b>
	BOS	BOS Tüpü	1mL	2-8°C
	<b>Ek Bilgiler</b>			
	BOS örneği laboratuvara gönderilmeden önce 1:1 oranında konsantre perklorik asit ile deproteinizasyon işlemi yapılmalıdır.			

2	<b>Lizozim</b> Test Kodu : <b>8554901</b> - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : <b>RİD</b> - Çalışma Günü : <b>Sal 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>2 hafta sonra</b>			
	<b>Örnek Adı</b>	<b>Kap</b>	<b>Miktar</b>	<b>Taşıma</b>
	Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C
	BOS	Biyolojik Sıvı Tüpü	1mL	2-8°C

3	<b>Spesifik IgE- İstavrit (Jack Mackerel, Scad) (f60)</b> Test Kodu : <b>8600149</b> - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : <b>CLiA</b> - Çalışma Günü : <b>Pzt-Per 08:00 Cum 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00</b>			
	<b>Örnek Adı</b>	<b>Kap</b>	<b>Miktar</b>	<b>Taşıma</b>
	Serum	Jelli Tüp	0,5mL	2-8°C

4,5,6	<b>IgA</b> Test Kodu : <b>8278401</b> - Laboratuvar Hizmetleri				
	Yöntem : <b>FOTOMETRİ</b> - Çalışma Günü : <b>Pzt-Cum 12:00 Cmt 12:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>Pzt-Cum 18:00 Pzt 18:00</b>				
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	
	Serum	Jelli Tüp	0,2mL	2-8°C	
	Referans Aralıkları				
	Normal Değerler				
	Cinsiyet	Yaş Aralığı	Alt Değer	Üst Değer	Birim
	K	1-3 YIL	15	111	mg/dL
	K	3-6 YIL	33	166	mg/dL
	K	6-9 YIL	28	180	mg/dL
	K	9-12 YIL	55	193	mg/dL
	K	12-15 YIL	62	241	mg/dL
	K	15-18 YIL	69	262	mg/dL
		18-100 YIL	40	350	mg/dL
	E	0 GÜN - 1 AY	0	11	mg/dL
E	1-6 AY	0	40	mg/dL	
E	6 AY - 1 YIL	1	82	mg/dL	
K	0 GÜN - 1 AY	0	10	mg/dL	
K	1-6 AY	0	42	mg/dL	
K	6 AY - 1 YIL	6	68	mg/dL	
E	1-3 YIL	9	137	mg/dL	
E	3-6 YIL	44	187	mg/dL	
E	6-9 YIL	58	204	mg/dL	
E	9-12 YIL	46	218	mg/dL	
E	12-15 YIL	29	251	mg/dL	
E	15-18 YIL	68	259	mg/dL	

7	<b>Serum Amiloid A</b> Test Kodu : <b>8388305</b> - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : <b>NEFELOMETRİ</b> - Çalışma Günü : <b>Pzt-Cum 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>1 hafta sonra</b>			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C	

