

Laboratuvar Test Deęişiklikleri


(07.02.2022)

Test kodu	Test adı	İsim Deęişiklięi	Yöntem Deęişiklięi	Çalıřma/Raporlama Tarihi	Örnek ile ilgili Deęişiklikler	Referans Aralık Deęişiklikleri	Ek Bilgilerde Güncelleme	Yeni Tanımlanan Testler	İnternalize Testler	Yeniden Aktiflenen Testler	Pasiflenen Testler
1	C8602202	Trombosit Antikor Kompleksi, Serbest (IgG/IgA/IgM)									X
2	C8263301	11-Deoksikortikosteron (DOC)			X	X				X	
3	C8258501	Kriyofibrinojen			X						
4	C8259501	Kriyoglobülin			X						
5	C8616011	Kompleman C1q					X				
6	C8392674	MCL1 Tüm Gen Dizi Analizi						X			
7	C8392675	NRAS Tüm Gen Dizi Analizi						X			
8	C8392447	Ekzom Sekanslama, Prenatal (Tek Birey)									X
9	C8742502	Rotavirus ve Adenovirus Antijen Profili						X			

2	11-Deoksikortikosteron (DOC)			
	Test Kodu : 8263301 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : RIA - Çalışma Günü : Sal 08:00 - Raporlama Tarihi : 2 hafta sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Serum	Jelli Tüp	2mL	2-8°C

3	Kriyofibrinojen			
	Test Kodu : 8258501 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : MANUEL - Çalışma Günü : Pzt-Cum - Raporlama Tarihi : 1 hafta sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Laboratuvara Danışınız	.		

4	Kriyoglobülin			
	Test Kodu : 8259501 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : MANUEL - Çalışma Günü : Pzt-Cum - Raporlama Tarihi : 1 hafta sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Laboratuvara Danışınız	.		

5	Kompleman C1q Test Kodu : 8616011 - Laboratuvar Hizmetleri								
	Yöntem : NEFELOMETRİ - Çalışma Günü : Sal 08:00 - Raporlama Tarihi : 1 hafta sonra								
	<table><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Serum</td><td>Jelli Tüp</td><td>1mL</td><td>2-8°C</td></tr></tbody></table>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma					
Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C						
Ek Bilgiler  Serum Hemolizli örnekler kabul edilmez.									

6	MCL1 Tüm Gen Dizi Analizi Test Kodu : 8392674 - Genetik Tanı Testleri							
	Yöntem : DNA Dizi Analizi - Çalışma Günü : Pzt-Cmt - Raporlama Tarihi : 15 gün							
	<table><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tam Kan</td><td>EDTA-Mor Kapak</td><td>3mL</td><td>18-24°C</td></tr></tbody></table> <p>*Bu test için Genetik Onam Formu doldurulmalıdır.</p>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Tam Kan	EDTA-Mor Kapak	3mL
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma					
Tam Kan	EDTA-Mor Kapak	3mL	18-24°C					

7	NRAS Tüm Gen Dizi Analizi Test Kodu : 8392675 - Genetik Tanı Testleri							
	Yöntem : DNA Dizi ANALİZİ - Çalışma Günü : Pzt-Cmt - Raporlama Tarihi : 21 gün							
	<table><thead><tr><th>Örnek Adı</th><th>Kap</th><th>Miktar</th><th>Taşıma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tam Kan</td><td>EDTA-Mor Kapak</td><td>3mL</td><td>18-24°C</td></tr></tbody></table> <p>*Bu test için Genetik Onam Formu doldurulmalıdır.</p>	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma	Tam Kan	EDTA-Mor Kapak	3mL
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma					
Tam Kan	EDTA-Mor Kapak	3mL	18-24°C					

9

Rotavirus ve Adenovirus Antijen ProfiliTest Kodu : **8742502** - Laboratuvar HizmetleriYöntem : **İMMUNOASSAY** - Çalışma Günü : **Pzt-Cmt 12:00** - Raporlama Tarihi : **Pzt-Cmt 18:00**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Gaita	Plastik Kap	2gr	2-8°C

Klinik Bilgileri

Rotavirus özellikle 2 yaş altındaki çocuklarda gastroenteritlerin sık rastlanan nedenlerinden birisidir. Fekal-oral yolla bulaşır. 1-3 gün enkübasyonu vardır. Virüs kültürü güç olduğu için tanıda sıklıkla gaitada direkt olarak rotavirüs antijeni araştıran yöntemler (elektron mikroskopik tetkikler, immunolojik yöntemler: Elisa ve Latex aglütinasyonu) kullanılır. Örnekler hastalığın ilk haftasında (mümkünse 1-5 günlerde) alınmalıdır. Semptomlar devam ettiği sürece virüs gaitada bulunabilir ise de ilk haftadan sonra alınan örneklerde test negatif bulunabilir. Adenovirüsler, viral gastroenteritin en yaygın nedenlerinden biridir ve esas olarak gastroenterit ile ilişkili serotipler Serotip 40 ve 41'dir.